



946 Portable VA Analyzer (scTRACE Gold)

2.946.0010

Aparato de análisis de metales portátil para la determinación de metales pesados como arsénico, mercurio, cobre, plomo, zinc, níquel, cobalto, hierro, bismuto o antimonio en trazas. Versión del aparato para el scTRACE Gold. El sistema está compuesto de un potenciostato y un stand de medida independiente con un agitador incorporado y electrodo intercambiable. El aparato se controla con el software Portable VA Analyzer. La alimentación eléctrica se realiza a través del conector USB y de la batería recargable incorporada. El aparato y todos los accesorios necesarios se entregan en un maletín de transporte.

Partes/accesorios 2.946.0010

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	1.946.0010	946 Portable VA Analyzer

Aparato de medida portátil y a batería que incluye una función de potenciostato para la determinación de trazas de metales pesados en combinación con el stand de medida correspondiente. Este aparato se controla con el software Portable VA Analyzer.



1 PCS

6.01204.000

Punta de agitador

Punta de agitador para 946 Portable VA Analyzer.



1 PCS

6.01412.000

Vaso de muestra de plástico, 5 unidades

Vaso de muestra de plástico (polipropileno, PP) de 5 – 30 mL, graduado, apto para 946 Portable VA Analyzer, 5 unidades



1 PCS

6.01562.000

Pipeta de 5 mL, PE, graduada, juego de 2 unidades

Pipeta de plástico para volúmenes de 0,5 mL, 1 mL, 2 mL, 3 mL, 4 mL, 5 mL



1 PCS

6.01562.010

Micropipeta de 100 µL

Micropipeta mini con volumen fijo de 100 µL.



1 PCS

6.01620.000

Botella de 30 mL, PP, juego de 2 unidades

Botella de plástico, de cuello ancho, con tapón de rosca.



2 PCS

6.01620.010

Botella de 125 mL, PP

Botella de plástico, de cuello ancho, graduada, con área de etiquetado y tapón de rosca.



1 PCS

6.02108.000

Cable USB mini - USB A, 2 m, con 2 núcleos de ferrita



1 PCS

6.02117.000

Fuente de alimentación USB de 5 V / 2,1 A

Cargador USB para 946 Portable VA Analyzer.

Fuente de alimentación para la alimentación eléctrica del 6.1115.100 Optrode en caso de que no haya disponible ningún conector USB en un aparato Metrohm (como sucede en aparatos más antiguos).



1 PCS

6.02135.000

Cable para el stand de medida del 946 Portable VA Analyzer



1 PCS

6.02621.000

Llave de boca de 4 mm



1 PCS

6.02707.010

Maletín para 946 Portable VA Analyzer

Maletín para 946 Portable VA Analyzer y accesorios.



1 PCS

6.02813.000

Celda ficticia para 946 Portable VA Analyzer

Celda ficticia para la prueba de equipos.



Electrodo con microalambre de oro sobre una base de capa gruesa para la determinación del contenido de arsénico en aguas. El scTRACE Gold es un sensor voltamétrico combinado para la voltametría. El electrodo de trabajo con microalambre de oro, el electrodo de referencia Ag/AgCl y el electrodo auxiliar de carbono se encuentran en un sensor. Fácil de manejar y en su mayor parte no precisa de mantenimiento, con el scTRACE Gold se puede determinar, por ejemplo, el contenido de arsénico en agua en el rango de trazas. Junto con el mango de electrodo 6.1241.080, se puede utilizar en cada stand de medida de voltametría de Metrohm.



Programa de ordenador para el 946 Portable VA Analyzer. La gama de funciones del software incluye el control del dispositivo y del stand de medida, el registro y la evaluación de los datos, el cálculo de resultados y la generación de informes.


- Editor de métodos fácil de utilizar
- Plantillas de métodos para todas las aplicaciones importantes
- Visualización de las curvas de medida y calibración y de los resultados de los análisis
- Idiomas de diálogo: inglés y chino
- Entrega en una unidad de memoria USB



Stand de medida para el scTRACE Gold, completo, que consta de placa base, anillo transparente y cabezal de medida.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.01256.000	Cabezal de medida (scTRACE Gold) para el stand de medida del 946 Portable VA Analyzer (para versiones de aparatos más antiguos) Cabezal de medida con agitador incorporado para realizar medidas con el scTRACE Gold.	
6.02708.000	Placa base para el stand de medida del 946 Portable VA Analyzer (para versiones de aparatos más antiguos)	
6.02708.010	Anillo transparente para el stand de medida del 946 Portable VA Analyzer (para versiones de aparatos más antiguos)	
6.01408.000	Junta tórica 46 x 2,5 mm Para el aparato de medida del 946 Portable VA Analyzer. Kit de 2 unidades.	



Cabezal de medida con agitador incorporado para realizar medidas con el scTRACE Gold.



Cabezal de medida con agitador incorporado para realizar medidas con electrodos de película gruesa (*electrodos serigrafiados, SPE*).



6.02708.030

Anillo transparente para el stand de medida del 946 Portable VA Analyzer

