



TacticID-1064 ST Basic

29530010

El TacticID®-1064 ST es un instrumento de análisis Raman de mano de 1064 nm para la identificación rápida sobre el terreno de explosivos, narcóticos y otros materiales sospechosos. La capacidad de vista a través del TacticID-1064 ST puede analizar muestras de forma no destructiva a través de embalajes opacos y transparentes, con un nivel de amenaza de la muestra que se visualiza con gran claridad para que actúen rápidamente con un mínimo de contacto con la muestra los equipos de respuesta rápida, el personal de seguridad, las fuerzas del orden, las unidades antiexplosivos, los funcionarios de aduanas y protección fronteriza, así como los equipos especializados en materiales peligrosos.

El TacticID-1064 ST utiliza la contrastada espectroscopía Raman, en combinación con la tecnología patentada STRaman®, que permite a los usuarios obtener una identificación procesable en tiempo real de sustancias químicas desconocidas, narcóticos, fármacos, explosivos y muchas otras sustancias, incluso a través de barreras opacas, lo que reduce significativamente la incertidumbre operativa y el tiempo de respuesta.

El TacticID-1064 ST con excitación láser de 1064 nm y adaptador ST para aplicaciones de vista a través explora una gran área de muestra, produciendo un espectro libre de fluorescencia. Así los usuarios pueden identificar muestras de calle difíciles, mezclas y materiales no homogéneos directamente a través del embalaje.

Este sistema con grado de protección IP68 cuenta con una pantalla táctil de alto brillo y/o interfaz de botones de hardware para facilitar su uso, incluso si se lleva puesto un equipo de protección.

El paquete TactiClD-1064ST Basic de Metrohm incluye el accesorio de vista a través, el accesorio de uso general, el accesorio de poliestireno, la resistente maleta de transporte, cables, fuente de suministro eléctrico y gafas de seguridad para láser.

Partes/accesorios 29530010

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	602709000	TactiClD-1064 ST con maleta de transporte reforzada
		Resistente maleta de transporte para el TactiClD-1064 ST
		
1 PCS	607507300	TactiClD-1064 ST Basic con bolsa para accesorios inteligentes
		Bolsa para los accesorios del paquete TactiClD-1064 ST Basic.
		
1 PCS	607509000	Accesorio inteligente, vista a través
		TactiClD-1064 ST con Smart Tip aporta un mayor tamaño de punto y profundidad de muestreo para la capacidad de vista a través sin que se quemen las muestras de color.
		

1 PCS

607509010

Accesorio inteligente, general

Smart Tip inteligente con una distancia de trabajo de 6 mm.



1 PCS

607509070

Accesorio de poliestireno para TacticID-1064 ST

Smart Tip inteligente para calibración y validación en el TacticID-1064 ST de Metrohm.



1 PCS

62133090

Batería v2 para TacticID-1064 ST

Batería v2 de iones de litio de 10,8 V para TacticID-1064 ST.



1 PCS

62169000

Adaptador de conector internacional

Adaptador de conector internacional universal.



1 PCS 6.2169.010 Suministro eléctrico, 15 V, 3 A

Suministro eléctrico, 15 V, 3 A



1 PCS 62169020 Cable USB-C a USB-C, 1,8 m

Cable MS USB-C a USB-C, 1,8 m.



1 PCS 62169030 Memoria USB con conexión sobre la marcha

Memoria USB para TacticID-1064 ST para compartir datos y actualizar el sistema.



1 PCS 66079010 Librería de materiales ilícitos y productos químicos en general para el TacticID-1064 ST de Metrohm

La librería Raman de materiales ilícitos y productos químicos en general para el TacticID-1064 ST de Metrohm incluye drogas, químicos industriales tóxicos, materiales industriales tóxicos, precursores y productos químicos en general.



1 PCS

67560050

Gafas de seguridad para láser, 1064 nm de longitud de onda

Gafas de seguridad para láser, 1064 nm de longitud de onda.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
607507310	TacticID-1064 ST Advanced con bolsa para accesorios inteligentes Bolsa para los accesorios del paquete TacticID-1064 ST Advanced.	
607509020	Accesorio inteligente, con lente de trabajo corta Accesorio inteligente con lente de trabajo corta (SWD) y una distancia de trabajo de 1 mm.	
607509030	Accesorio inteligente, soporte de vial Smart Tip inteligente para viales. Admite viales de vidrio de 15 mm x 45 mm.	
607509040	Accesorio inteligente, con lente de trabajo larga Accesorio inteligente con lente de trabajo larga (LWD) y una distancia de trabajo de 8 mm.	

607509050

Accesorio inteligente de ángulo recto

Adaptador de ángulo recto para medidas manos libres con el TacticID-1064 ST.



607509060

Accesorio inteligente, sonda de transflexión

Sonda de transflexión inteligente para la toma de muestras por contacto directo a una distancia de trabajo de aproximadamente 5 mm.

Longitud: 8 pulgadas

Presión de servicio: hasta 2 bar a temperatura ambiente



62169040

Cargador de coche para TacticID-1064 ST

El cargador de coche USB-C para TacticID-1064 ST habilita la carga rápida dentro de un vehículo.



62169050

Base manual de carga de batería para TacticID-1064 ST

Base manual de carga de la batería v2 de iones de litio de 10,8 V del TacticID-1064 ST.



66079000

Librería Raman completa de Metrohm para el TacticID-1064 ST


Librería Raman completa de Metrohm: Más de 29 000 entradas de espectros de productos químicos, químicos orgánicos, disolventes, polímeros, colorantes y pigmentos, químicos industriales tóxicos, materiales industriales tóxicos, inorgánicos y organometálicos, productos de cuidado personal y materiales ilícitos para el TacticID-1064 ST de Metrohm. Los agentes de guerra química CWA, los explosivos y los minerales se incluyen en librerías opcionales.



66079020

Metrohm TacticID-1064 ST MCRL: Inorgánicos y organometálicos


Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) para inorgánicos y organometálicos para el TacticID-1064 ST de Metrohm.



66079030

MCRL Metrohm TacticID-1064 ST: Orgánicos


Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de orgánicos para el TacticID-1064 ST de Metrohm.



66079040

Metrohm TacticID-1064 ST MCRL: Productos de cuidado personal


Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de productos de cuidado personal para el TacticID-1064 ST de Metrohm.



66079050

Metrohm TacticID-1064 ST MCRL: Polímeros y aditivos de polímeros


Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de polímeros y aditivos de polímeros para el TacticID-1064 ST de Metrohm.



66079060

Metrohm TacticID-1064 ST MCRL: Colorantes, pigmentos y tintes


Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de colorantes, pigmentos y tintes para el TacticID-1064 ST de Metrohm.



66079070

TDL-EXP: Metrohm TacticID-1064 ST Librería de explosivos


TDL-EXP: Librería de explosivos para el TacticID-1064 ST de Metrohm



66079080

TDL-XM-CWA: Metrohm TacticID-1064 ST Librería de agentes de guerra química

TDL-XM-CWA: Librería de agentes de guerra química (CWA) para el TacticID-1064 ST de Metrohm.



66079120

Librería MCRL de orgánicos – grupo del azufre de Metrohm para TacticID-1064 ST

Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de orgánicos – grupo del azufre para TacticID-1064 ST.



66079130

Librería de minerales de Metrohm para TacticID-1064 ST

Librería de minerales de Metrohm para TacticID-1064 ST.



66079290

Librería MCRL de pesticidas de Metrohm para TacticID-1064 ST

Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de pesticidas para TacticID-1064 ST.



66079300

Librería MCRL de bioquímicos de Metrohm para TacticID-1064 ST

Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de bioquímicos para TacticID-1064 ST.



66079310

Librería MCRL de API de Metrohm para TacticID-1064 ST

Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de ingredientes farmacéuticos activos (API) para TacticID-1064 ST.



66079090

Librería MCRL de orgánicos – halogenados de Metrohm para TacticID-1064 ST

Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de orgánicos – halogenados para TacticID-1064 ST.



66079100

Librería MCRL de orgánicos – grupo del nitrógeno de Metrohm para TacticID-1064 ST

Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de orgánicos – grupo del nitrógeno para TacticID-1064 ST.



66079110

Librería MCRL de orgánicos – grupo del oxígeno de Metrohm para TacticID-1064 ST

Librería Raman completa de Metrohm (MCRL) de orgánicos – grupo del oxígeno para TacticID-1064 ST.



67530070

Correa de muñeca para TacticID-1064 ST

Correa de muñeca para el TacticID-1064 ST de Metrohm.



62133090

Batería v2 para TacticID-1064 ST

Batería v2 de iones de litio de 10,8 V para TacticID-1064 ST.



BWT-840001154 Bolsa de hombro para la serie HH Raman

Bolsa de hombro para la serie TacticID. Fabricada con tela de alta resistencia 1000d, múltiples bolsillos estratégicamente situados y un compartimento de diseño resistente al deterioro para un uso intensivo. Compatible con todos los productos TacticID y NanoRam. Solo para fines de transporte.

TID-SBG

