



Celda de medida de la conductividad con $c = 1,6 \text{ cm}^{-1}$ con Pt1000 (cable fijo, 2,0 m)

6.00930.140

Celda de medida de la conductividad de 3 hilos con constante de celda $c = 1,6 \text{ cm}^{-1}$ (valor orientativo), con sensor de temperatura Pt1000 integrado y cable fijo (2,0 m) para su conexión al OMNIS Measuring Module Conductivity. Este sensor es apto para medidas automatizadas de conductividades altas como, por ejemplo, en:

- Agua de mar
- Agua de lavado
- Soluciones fisiológicas

Partes/accesorios 6.00930.140

Order Number	Descripción	Cantidad
6.1236.050	Manguito EN 14/12 mm	1 Stk



Manguito EN 14/12 mm de polietileno.

6.2008.040

Recipiente de almacenamiento

1 Stk



Junto con el soporte 6.2008.050, constituye un soporte para el electrodo en las 807 Dosing Unit.

Accesorios opcionales

6.2301.060

Estándar iónico KCl 250 mL



Estándar iónico KCl ($c(\text{ion}) = 0.1000 \pm 0.0005 \text{ mol/L}$), se puede usar también como solución estándar para la conductimetría 12.88 mS/cm (25 °C).

6.02101.020

Módulo de medida de la conductividad



Canal de medida para OMNIS Titrator o módulos de titulación para el conector de células de medida de la conductividad.