



Metrosep A Supp 19 Guard/2,0

6.01034.600

La Metrosep A Supp 19 Guard/2,0 protege fiablemente las columnas de separación de aniones de la familia de productos Metrosep A Supp 19 microbore contra las contaminaciones provenientes de la muestra o del eluyente, lo que extiende considerablemente la vida útil de estas columnas. Las precolumnas y las columnas de separación de la familia de productos Metrosep A Supp 19 están hechas de PEEK y se rellenan con el mismo material. Así se garantiza que la eficiencia de separación cromatográfica no está sujeta a ningún tipo de restricciones.

Partes/accesorios 6.01034.600

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.2744.060	Tapón roscado
		Para UNF 10/32. Tapones para Cl, por ej., para cerrar columnas.

