




Bandeja OMNIS IC AS COOL

6.02040.010

Bandeja refrigerada para alojar gradillas de muestras en el OMNIS IC Autosampler. Esta bandeja mantiene las muestras a una temperatura baja controlada, lo que facilita el análisis de compuestos sensibles a la temperatura. El posicionamiento y manejo de la gradilla se ajustan a la bandeja AS estándar, lo que asegura una operación fiable y precisa durante el muestreo automatizado. La bandeja puede integrarse perfectamente en el sistema del autosampler; además, puede extraerse con facilidad para permitir la carga y la preparación de las gradillas de muestras con comodidad y directamente en el banco de laboratorio antes de colocarlas en el autosampler.

Accesorios opcionales

6.02041.530

Gradilla de muestras OMNIS 6 x 50 mL



Gradilla de muestras con capacidad para 6 botellas de 50 mL en el OMNIS IC Autosampler. La geometría de la gradilla se ajusta a las dimensiones de los viales para asegurar un posicionamiento preciso y un manejo estable durante el muestreo automatizado. Las gradillas pueden montarse perfectamente en la bandeja AS /ASCOOL.

6.02041.540

Gradilla de muestras OMNIS 12 x 22 mm



Gradilla de muestras con capacidad para 12 viales de 22 mm d. e. en el OMNIS IC Autosampler. La geometría de la gradilla se ajusta a las dimensiones de los viales para asegurar un posicionamiento preciso y un manejo estable durante el muestreo automatizado. Las gradillas pueden montarse perfectamente en la bandeja AS /ASCOOL.

6.02041.500

Gradilla de muestras OMNIS 24 x 10 mL



Gradilla de muestras con capacidad para 24 viales de 10 mL en el OMNIS IC Autosampler. La geometría de la gradilla se ajusta a las dimensiones de los viales para asegurar un posicionamiento preciso y un manejo estable durante el muestreo automatizado. Las gradillas pueden montarse perfectamente en la bandeja AS /ASCOOL.

6.02041.510

**Gradilla de muestras OMNIS
40 x 5 mL**



Gradilla de muestras con capacidad para 40 viales de 5 mL en el OMNIS IC Autosampler. La geometría de la gradilla se ajusta a las dimensiones de los viales para asegurar un posicionamiento preciso y un manejo estable durante el muestreo automatizado. Las gradillas pueden montarse perfectamente en la bandeja AS /ASCOOL.

6.02041.520

**Gradilla de muestras OMNIS
48 x 11 mm**



Gradilla de muestras con capacidad para 48 viales de 11 mm d. e. en el OMNIS IC Autosampler. La geometría de la gradilla se ajusta a las dimensiones de los viales para asegurar un posicionamiento preciso y un manejo estable durante el muestreo automatizado. Las gradillas pueden montarse perfectamente en la bandeja AS /ASCOOL.

6.02041.550

**Gradilla de muestras OMNIS 2
x 200 mL**



Gradilla de muestras con capacidad para 2 botellas de 200 mL en el OMNIS IC Autosampler. La geometría de la gradilla se ajusta a las dimensiones de los viales para asegurar un posicionamiento preciso y un manejo estable durante el muestreo automatizado. Las gradillas pueden montarse perfectamente en la bandeja AS /ASCOOL