



Gradilla de muestras OMNIS 48 x 11 mm

6.02041.520

Gradilla de muestras con capacidad para 48 viales de 11 mm d. e. en el OMNIS IC Autosampler. La geometría de la gradilla se ajusta a las dimensiones de los viales para asegurar un posicionamiento preciso y un manejo estable durante el muestreo automatizado. Las gradillas pueden montarse perfectamente en la bandeja AS/ASCOOL.

Accesorios opcionales

6.2743.100

Viales PP, 0,7 mL, en forma de U, 1000 unidades



Maximice la recuperación de muestras con este vial de 0,7 mL, diseñado para aplicaciones analíticas de bajo volumen. Este vial incorpora en su diseño un fondo cónico de bajo volumen muerto, que hace posible la extracción eficiente de la muestra, a la vez que minimiza los residuos.

Cantidad: 1000 unidades

6.2743.107

Viales PP, 0,7 mL, en forma de U, 100 unidades



Maximice la recuperación de muestras con este vial de 0,7 mL, diseñado para aplicaciones analíticas de bajo volumen. Este vial incorpora en su diseño un fondo cónico de bajo volumen muerto, que hace posible la extracción eficiente de la muestra, a la vez que minimiza los residuos.

Cantidad: 100 unidades

6.2743.110

Viales PP, 0,3 mL, en forma de V, 1000 unidades



Maximice la recuperación de muestras con este vial de 0,3 mL, diseñado para aplicaciones analíticas de bajo volumen. Este vial incorpora en su diseño un fondo cónico de bajo volumen muerto, que hace posible la extracción eficiente de la muestra, a la vez que minimiza los residuos.

Cantidad: 1000 unidades

6.2743.117

Viales PP, 0,3 mL, en forma de V, 100 unidades




Maximice la recuperación de muestras con este vial de 0,3 mL, diseñado para aplicaciones analíticas de bajo volumen. Este vial incorpora en su diseño un fondo cónico de bajo volumen muerto, que hace posible la extracción eficiente de la muestra, a la vez que minimiza los residuos.

Cantidad: 100 unidades

6.2743.120

Tapa a presión con septo rojo /blanco, 1000 unidades



Tapa a presión con septo para viales de 11 mm. Proporciona un sellado fiable y amplia compatibilidad química para análisis de laboratorio de rutina.

Cantidad: 1000 unidades

6.2743.127

Tapa a presión con septo azul, 100 unidades



Tapa a presión con septo para viales de 11 mm. Proporciona un sellado fiable y amplia compatibilidad química para análisis de laboratorio de rutina.

Cantidad: 100 unidades

6.7303.100

**Viales de vidrio, 1,8 mL, en
forma de U, 100 unidades**



Maximice la recuperación de muestras utilizando este vial universal de 1,8 mL con anillo de retén, diseñado para aplicaciones analíticas de bajo volumen.

Cantidad: 100 unidades

6.7303.110

**Tapa a presión con septo rojo,
100 unidades**



Tapa a presión con septo para viales de 11 mm. Proporciona un sellado fiable y amplia compatibilidad química para análisis de laboratorio de rutina.

Cantidad: 100 unidades