



Cierre de rosca con septo, 12 unidades

6.02743.097

Tapón roscado con septo integrado, diseñado para el almacenamiento y el manejo seguros de muestras, patrones y reactivos. El septo permite el acceso automatizado a las muestras, a la vez que minimiza la suciedad y la evaporación, por lo cual resulta ideal para flujos de trabajo automatizados de laboratorio. La robustez de su diseño asegura un sellado y un rendimiento fiables durante la preparación de muestras y el análisis correspondiente.

Cantidad: 12 unidades

Accesorios opcionales

6.02743.030

**Botella PP, 50 mL, 12
unidades**



Las botellas de 50 mL están fabricadas en plástico polipropileno (PP) y pueden utilizarse para muestras, patrones, patrones de control y soluciones de lavado. La producción y el embalaje tienen lugar en condiciones de sala estéril o sala blanca. Esto garantiza un grado de contaminación mínimo. Los recipientes de muestras se someten a pruebas aleatorias de aniones y cationes lixiviables.

6.02743.040

Botella PP, 200 mL



Vial de muestra de poliestireno (PS) de alta calidad diseñado para el uso perfectamente integrado con el OMNIS IC Autosampler y para el manejo y el análisis seguros de muestras, reactivos y patrones. Fabricado y empaquetado en condiciones controladas de sala limpia (clase ISO 7 según la norma DIN EN ISO 14644-1), este vial garantiza bajos niveles de residuos y un rendimiento fiable en los flujos de trabajo rutinarios de laboratorio.

Cantidad: 1 unidad
