



Kit de accesorios: OMNIS IC AS COOL

6.05000.060

Set de accesorios para completar la instalación del OMNIS IC Autosampler COOL.

Partes/accesorios 6.05000.060

Order Number	Descripción	Cantidad
6.01816.010	Tubo flexible de silicona 8/12 mm, 2 m Tubo de desagüe	2 PCS
		
6.02041.510	Gradilla de muestras OMNIS 40 x 5 mL Gradilla de muestras con capacidad para 40 viales de 5 mL en el OMNIS IC Autosampler. La geometría de la gradilla se ajusta a las dimensiones de los viales para asegurar un posicionamiento preciso y un manejo estable durante el muestreo automatizado. Las gradillas pueden montarse perfectamente en la bandeja AS/ASCOOL.	2 PCS
		
6.02061.120	Estación de goteo, Extension Estación de goteo inteligente para Extension.	1 PCS
		

6.02743.027

**Vial PS, 5 mL, 200 unidades**

1 PCS

Viales de muestra desechables con indicación de volumen, hechos de poliestireno (PS) de alta calidad y diseñados específicamente para el uso con OMNIS IC Autosamplers. Al tener un volumen de 5 mL y una geometría optimizada (fondo plano), estos viales garantizan una integración perfecta, un manejo seguro y fiabilidad en la automatización.

Fabricados y empaquetados en condiciones de sala limpia (clase de sala limpia 7 según la norma DIN ISO 14644), los viales de muestra de Metrohm están diseñados para aplicaciones de alta pureza. Han sido validados para garantizar niveles mínimos de residuos, lo que los hace ideales para el análisis de trazas en cromatografía iónica, donde incluso pequeñas impurezas pueden alterar los resultados.

Cantidad: 200 unidades

6.02743.030

**Botella PP, 50 mL, 12 unidades**

1 PCS

Las botellas de 50 mL están fabricadas en plástico polipropileno (PP) y pueden utilizarse para muestras, patrones, patrones de control y soluciones de lavado. La producción y el embalaje tienen lugar en condiciones de sala estéril o sala blanca. Esto garantiza un grado de contaminación mínimo. Los recipientes de muestras se someten a pruebas aleatorias de aniones y cationes lixiviables.

6.02743.087


**Tapa PP, d. e. 11,5 mm, 200 unidades**

1 PCS

Tapas de polipropileno para viales de muestra de 5 mL de poliestireno. Estas tapas se fabrican y empaquetan en condiciones de sala limpia (clase de sala limpia 7 según la norma DIN ISO 14644) y garantizan aplicaciones de CI de alta pureza.

Cantidad: 200 unidades

6.02040.010

**Bandeja OMNIS IC AS COOL**

1 PCS

Bandeja refrigerada para alojar gradillas de muestras en el OMNIS IC Autosampler. Esta bandeja mantiene las muestras a una temperatura baja controlada, lo que facilita el análisis de compuestos sensibles a la temperatura. El posicionamiento y manejo de la gradilla se ajustan a la bandeja AS estándar, lo que asegura una operación fiable y precisa durante el muestreo automatizado. La bandeja puede integrarse perfectamente en el sistema del autosampler; además, puede extraerse con facilidad para permitir la carga y la preparación de las gradillas de muestras con comodidad y directamente en el banco de laboratorio antes de colocarlas en el autosampler.

6.02743.097

**Cierre de rosca con septo, 12 unidades**

1 PCS

Tapón roscado con septo integrado, diseñado para el almacenamiento y el manejo seguros de muestras, patrones y reactivos. El septo permite el acceso automatizado a las muestras, a la vez que minimiza la suciedad y la evaporación, por lo cual resulta ideal para flujos de trabajo automatizados de laboratorio. La robustez de su diseño asegura un sellado y un rendimiento fiables durante la preparación de muestras y el análisis correspondiente.

Cantidad: 12 unidades