



Juego KFC para OMNIS Coulometer con electrodo generador sin diafragma

6.05406.010

Set de accesorios completo para la titulación Karl Fischer coulométrica.

Partes/accesorios 6.05406.010

Order Number	Descripción	Cantidad
6.00349.100	Electrodo generador sin diafragma Electrodo generador sin diafragma para titulaciones Karl Fischer coulométricas, esmerilado normal 29/22. Este electrodo generador es adecuado para la mayoría de las aplicaciones en las que la muestra se disuelve bien en alcohol. Este electrodo tiene una conexión de cable angulada hacia arriba.	1 PCS
6.02047.000	Soporte para celda de titulación OMNIS El soporte para celda de titulación sirve para fijar una celda de titulación coulométrica en un OMNIS Coulometer o un OMNIS Coulometer Module	1 PCS
6.02104.040	Cable de electrodo con cabezal enchufable G (pol.) / enchufe macho P, 0,55 m Cable para la conexión de un electrodo polarizable analógico (cabezal enchufable G) a un módulo de medida analógico de OMNIS	1 PCS

6.0341.100


Electrodo de doble hilo de platino para coulometría 1 PCS

Electrodo indicador que se utiliza para la titulación Karl Fischer coulométrica.

6.1403.030


Tubo de adsorción KF para celda de coulómetro 1 PCS

Para coulómetros KF.

6.1437.000


Tapón esmerilado EN 14 1 PCS

6.1448.020


Septo / 16 mm / 5 unidades 2 PCS

Juego de 5 piezas.

6.1464.320

**Recipiente de titulación KF / 80–250 mL /
coulométrico**

1 PCS



6.1903.030

Imán agitador / 25 mm

1 PCS



Imán agitador con núcleo magnético, envoltura de PTFE,
longitud 25 mm.

6.2104.620

Cable de electrodo / 0,65 m / H

1 PCS



Con enchufe macho H para la conexión electrodo
generador - coulómetro

6.2701.040

Cierre GL 18 con orificio

1 PCS



Fabricado con PBT. Con agujero para septo 6.1448.020.
Para la celda sin diafragma 6.5405.000 y los recipientes de
titulación 6.1464.32X y 6.1465.320.

6.2713.000

Manguito de PTFE EN 14

2 PCS

Para unión esmerilada sin grasa con esmerilado normal EN 14.



6.2713.010

Manguito de PTFE EN 29

1 PCS

Manguito para unión esmerilada sin grasa con esmerilado normal EN 29.



6.2713.020

Manguito de PTFE EN 19

1 PCS

Para unión esmerilada sin grasa con esmerilado normal EN 19.



Accesorios opcionales

6.2811.000

Tamiz molecular



Criba molecular. Botella de 250 g. Tamaño de poros: 0.3 nm. Para Rancimat y aparatos Karl Fischer.

6.2811.010

Tamiz molecular (EE. UU.)



Tamiz molecular. Botella de 250 g. Tamaño de poro: 0,3 nm. Sin indicador de humedad. Para Rancimats y aparatos Karl Fischer. Este producto está destinado a todos los usuarios residentes en EE. UU. El material se clasifica como peligroso conforme a la Norma de Comunicación de Peligro de la OSHA (29 CFR 1910.1200) en EE. UU.