



Electrodo de referencia Ag/AgCl

6.0733.100

Electrodo de referencia de plata/cloruro de plata con $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ como electrolito de referencia.

Este electrodo de referencia es adecuado para aplicaciones acuosas, y la junta de esmerilado normal 14/15 permite un montaje fácil.

Partes/accesorios 6.0733.100

Qt.	Order no.	Descripción
100 Stk	6.2008.040	Recipiente de almacenamiento

Junto con el soporte 6.2008.050, constituye un soporte para el electrodo en las 807 Dosing Unit.



Accesorios opcionales

Order no.	Descripción	
6.2308.020	Electrolito 3 mol/L KCl (250 mL) Solución de electrolito $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (para sistemas de referencia Ag /AgCl)	
6.2106.020	Cordón de cable / 1 m / 2 x B Cable de electrodo con 2 x enchufes B (4 mm) para la conexión de electrodos con cabezal enchufable B	
6.2106.060	Cordón de cable / 2 m / 2 x B Cable de electrodo con 2 x enchufes B (4 mm) para la conexión de electrodos con cabezal enchufable B	