




Celda de medida de la conductividad con $c = 0,8 \text{ cm}^{-1}$ con Pt1000 (cable fijo)

6.0912.110

Celda de medida de la conductividad con constante de celda $c = 0,8 \text{ cm}^{-1}$, con sensor de temperatura Pt1000 integrado y con cable fijo (4 x B (4 mm)). Gracias al eje de plástico robusto e irrompible de polipropileno y la protección contra impactos, este sensor es altamente resistente a la tensión mecánica y es adecuado para medidas de conductividades intermedias, por ejemplo, en:

- Agua potable
- Aguas superficiales
- Aguas residuales

El sensor se puede utilizar con la caja de adaptadores (6.2103.160) del 856 Conductivity Module.

Partes/accesorios 6.0912.110

Order Number	Descripción	Cantidad
6.1236.050	Manguito EN 14/12 mm	1 Stk



Manguito EN 14/12 mm de polietileno.

6.2008.040

Recipiente de almacenamiento

1 Stk



Junto con el soporte 6.2008.050, constituye un soporte para el electrodo en las 807 Dosing Unit.

Accesorios opcionales

6.2301.060

Estándar iónico KCl 250 mL



Estándar iónico KCl ($c(\text{ion}) = 0.1000 \pm 0.0005 \text{ mol/L}$), se puede usar también como solución estándar para la conductimetría 12.88 mS/cm (25°C).

6.2324.110

Solución patrón de conductividad $100 \mu\text{S/cm}$ 5 x 30 mL



Solución patrón de conductividad para la calibración de celdas de medida conductimétricas con constante de celda $c = 0,1/\text{cm}$.

6.2324.010

Conductivity standard $100 \mu\text{S/cm}$ 250 mL



Solución patrón de conductividad para la calibración de celdas de medida de conductividad con constante de celda de $0.1/\text{cm}$.

6.2103.160

**Adaptador 4 x conector B –
enchufe N**



Adapterbox para la conexión de células de medida de conductividad Metrohm con 4 conectores banana al 856 Conductivity Module.