



Metrosep C 6 Guard/4,0

6.1051.500

La Metrosep C 6 Guard/4,0 está hecha a base del material de la columna C 6 y sirve para proteger frente a las partículas y la contaminación. Con ello se prolonga notablemente la vida útil de la columna de separación analítica. La Metrosep C 6 Guard/4,0 funciona según el "on-column Guard system" y se monta prácticamente sin volumen muerto directamente en la columna de separación correspondiente.

Partes/accesorios 6.1051.500

Order Number	Descripción	Cantidad
6.2744.060	Tapón roscado Para UNF 10/32. Tapones para CI, por ej., para cerrar columnas.	1 PCS

