



Kit de pulido para la punta del electrodo Ultra Trace

6.2802.020

Kit de pulido para renovar la superficie de la punta del electrodo Ultra Trace 6.1204.180

Partes/accesorios 6.2802.020

Qt.	Order no.	Descripción
1 PCS	6.2802.030	Banda de pulido para el kit de pulido del electrodo Ultra Trace
		Banda de pulido para el kit de pulido del electrodo Ultra Trace. Tamaño de partícula de 12 µm. Para usar en el cilindro de pulido. Kit de 50 unidades

