



Juego de accesorios CI: diálisis inline Low Volume

6.5330.200

Set de accesorios para una diálisis inline rápida. Para el uso con el 858 Professional Sample Processor y una bomba peristáltica bicanal adicional.

Partes/accesorios 6.5330.200

Order Number	Descripción	Cantidad
6.2744.070	Tornillo de presión corto Versión corta. Con conexión UNF 10/32. 5 unidades. Para conexión de capilares de PEEK	2 PCS
		
6.2621.070	Llave hexagonal de 5 mm para IC Sample Processor	1 PCS
		
6.1608.070	Botella de eluyente / 2 L / GL 45	1 PCS
		

6.1831.160

Capilar PEEK 0.5 mm d.i. / 70 cm

1 PCS



6.2744.034

Acoplamiento Cabo/UNF 10/32, 2x

2 PCS

Conexión tornillo de presión y tubo de bomba. 2 unidades.
Para aparatos CI con bomba peristáltica.




6.2744.160

Unión de tubo flexible de bomba con seguro

4 PCS

Pieza de seguridad para conectar un tubo de bomba en la
oliva



6.1602.150

Adaptador para botella / GL 45 - 3 x UNF 10/32

1 PCS

Para conexión de tubo capilar de 1/16". Se usa con
soluciones auxiliares MSM y en la diálisis inline.



6.1803.040


Tubo capilar de PTFE, 0.5 mm d.i., 1 m

8 PCS

Tubo capilar para manipulación de muestras en la CI.

6.1826.340


Tubo flexible de bomba LFL (negro/negro) con 3 fijaciones

2 PCS

Para solución de muestra en diálisis en línea.

6.2755.000


Caja de tubos

1 PCS

Para la bomba peristáltica de aparatos CI. Presión de apriete ajustable.

6.1831.120


Tubo capilar de PEEK, 0.25 mm d.i., 45 cm

1 PCS

6.2744.000

Tornillo de presión de PVDF

1 PCS

Con conexión UNF 10/32 . Para aparatos CI, diálisis inline (conexión de capilares de PTFE)



6.1826.320

Tubo de bomba LFL (naranja/amarillo), 3 topes

2 PCS

Para soluciones supresoras y para la solución aceptora para diálisis inline y ultrafiltración inline.



6.2831.010

Pincita de plástico

1 PCS

Para la diálisis y membranas de filtración




6.2057.130

Soporte para celda de diálisis

1 PCS

Soporte para celda de diálisis



6.2714.010

Membrana de diálisis (acetato de celulosa)

1 PCS

Tamaño nominal de poros: 0.2 μm . Kit de 50 unidades.
Para diálisis inline



6.2729.200

Celda de diálisis Low Volume

1 PCS

Incluye 4 tapones 6.2744.060. Para una diálisis inline rápida.

