



Juego con dos 807 Dosing Unit para medidas VA y CVS

6.5339.500

Juego de accesorios para 2 soluciones auxiliares destinado a la ampliación de sistemas VA o CVS. Cada juego contiene dos 807 Dosing Unit con cilindros de 2 mL, dos botellas de vidrio transparente de 100 mL, soporte de botellas para 2 botellas y material de conexión. No se incluyen unidades Dosino.

Partes/accesorios 6.5339.500

Order Number	Descripción	Cantidad
6.1608.050	Botella de secado horno / 100 mL / GL 45	2 PCS
		
6.1618.060	Adaptador de rosca GL 45 interior a GL 45 exterior Adaptador de rosca (GL45 en GL45); p.ej. para botella de reactivo con brida elevada	2 PCS
		
6.1805.530	Tubo de FEP / M6 / 2 m Con protección contra luz y doblado.	2 PCS
		

6.1819.010

Tubo de PTFE

2 PCS

En la parte superior del vaso de lavado de los Stands VA



6.2055.110

Soporte para botellas o soporte de Dosino para 2 botellas / Dosinos

1 PCS

Soporte para 2 botellas de 250 mL o 2 Dosinos



6.3032.120

807 Dosing Unit 2 mL

2 PCS

807 Dosing Unit con chip de datos integrado con cilindro de vidrio de 2 mL y protección contra la luz, montable en una botella de reactivo con rosca de vidrio ISO/DIN GL 45. Conexión de tubo de FEP, punta antidifusión.



Accesorios opcionales

2.800.0010

**800 Dosino (con cable de
1,5 m)**

El 800 Dosino es un accionamiento con hardware de escritura /lectura para unidades de dosificación inteligentes. Con cable fijo (longitud: 1,5 m).

