



Stand de medida (scTRACE Gold) de sustitución para el 946 Portable VA Analyzer

6.5340.010

Stand de medida para el scTRACE Gold, completo, que consta de placa base, anillo transparente y cabezal de medida.


Accesorios opcionales

Order no.	Descripción
6.01204.000	Punta de agitador
	Punta de agitador para 946 Portable VA Analyzer.



6.01408.000 Junta tórica 46 x 2,5 mm

Para el aparato de medida del 946 Portable VA Analyzer. Kit de 2 unidades.



6.02621.000 Llave de boca de 4 mm



6.1258.000 scTRACE Gold (juego de 4 unidades)

Electrodo con microalambre de oro sobre una base de capa gruesa para la determinación del contenido de arsénico en aguas. El scTRACE Gold es un sensor voltamétrico combinado para la voltametría. El electrodo de trabajo con microalambre de oro, el electrodo de referencia Ag/AgCl y el electrodo auxiliar de carbono se encuentran en un sensor. Fácil de manejar y en su mayor parte no precisa de mantenimiento, con el scTRACE Gold se puede determinar, por ejemplo, el contenido de arsénico en agua en el rango de trazas. Junto con el mango de electrodo 6.1241.080, se puede utilizar en cada stand de medida de voltametría de Metrohm.

