




Equipo de titulación Karl Fischer para Sample Processor 810/ 814

6.5610.010

Equipo de titulación Karl Fischer para Sample Processor 810 y 814

Partes/accesorios 6.5610.010

Order Number	Descripción	Cantidad
6.0340.000	Electrodo de doble hilo de platino para cambiadores de muestras (cable fijo) Electrodo indicador (diámetro = 5,3 mm, cable fijo de 2 m) que se utiliza para la titulación Karl Fischer volumétrica automatizada.	1 PCS
6.1432.210	Vaso de muestra de vidrio transparente de 75 mL, 1 unidad Vaso de muestra de vidrio transparente de 75 mL, apto para gradillas 6.2041.340, 6.2041.350, 6.2041.800 y 6.2041.900, 1 unidad	24 PCS
6.1458.030	Cabezal de titulación KF / Conectores M10, 4 unidades Con 4 boquillas roscadas M10, incl. tapones.	1 PCS

6.1805.060

Tubo de FEP / M6 / 60 cm

1 PCS

Con protección contra luz y doblado.



6.1808.000

Manguito de conexión M6

1 PCS



6.1820.020

Adaptador M10/M6

1 PCS

Racor con rosca M10 para tubos 6.1812.XXX y roscas M6 para tubos 6.1805.XXX.



6.1821.000

Tubo de aspiración

1 PCS

Para Cambiador de muestras KF



6.1903.010

Varilla de agitador / 12 mm

24 PCS



Varilla de agitación con núcleo magnético, revestimiento de PTFE, 12 mm de largo

6.2037.040

Soporte de láminas

24 PCS



Soporte de láminas para vasos de muestras 75 mL para cambiadores de muestras Karl Fischer

6.2041.340

Gradilla de muestras, 24 x 75 mL (PVC)

1 PCS



Gradilla de muestras para 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light", apta para 24 vasos de muestra. Se pueden utilizar los siguientes vasos de muestra: 6.1432.210, 6.1459.400. Plástico: cloruro de polivinilo (PVC)

6.2820.000

Lámina de Al

1 PCS



1000 arandelas de 80 mm de diámetro. Espesor de lámina: 0,010 mm. Junto con el soporte de láminas 6.2037.040 para el vaso de muestra 6.1432.210 y con el soporte de láminas 6.2037.080 para el vaso de muestra 6.1459.300.

Accesorios opcionales

6.2811.000

Tamiz molecular



Criba molecular. Botella de 250 g. Tamaño de poros: 0.3 nm. Para Rancimat y aparatos Karl Fischer.

6.2811.010

Tamiz molecular (EE. UU.)



Tamiz molecular. Botella de 250 g. Tamaño de poro: 0,3 nm. Sin indicador de humedad. Para Rancimats y aparatos Karl Fischer. Este producto está destinado a todos los usuarios residentes en EE. UU. El material se clasifica como peligroso conforme a la Norma de Comunicación de Peligro de la OSHA (29 CFR 1910.1200) en EE. UU.
