




QT-Sampler

BWT-840001283

El QT-Sampler es un accesorio destinado a medidas Raman de transmisión, lo que permite efectuar pruebas de uniformidad del contenido de comprimidos farmacéuticos. Compatible con i-Raman NxG 785H.

Los diafragmas y los soportes de muestras se venden por separado.

Partes/accesorios BWT-840001283

Order Number	Descripción	Cantidad
BWT-840001177	Herramienta de extracción de diafragmas Herramienta de extracción de diafragmas para facilitar el intercambio de diferentes diafragmas para un tamaño de punto Raman óptimo para la transmisión Raman con QT-Sampler. TOOL-APERTURE	1 PCS
		
BWT-840001153	Maletín de transporte del QT-Sampler Maletín de policarbonato negro ligero para el módulo QT-Sampler. Estanco, a prueba de golpes y de polvo con elemento de espuma en forma de cubo. CCRM QT-Sampler	1 PCS
		

Accesorios opcionales

BWT-840000940

**Juego de ópticas y accesorios
para muestras para QT-
Sampler – 2 mm**

Set de diafragma de excitación de 2 mm, diafragma de recogida,
soporte de muestras redondo grande y soporte de muestras
cuadrado grande para el QT-Sampler.



BWT-840000941

**Juego de ópticas y accesorios
para muestras para QT-
Sampler – 4 mm**

Set de diafragma de excitación de 4 mm, diafragma de recogida,
soporte de muestras redondo grande y soporte de muestras
cuadrado grande para el QT-Sampler.



BWT-840000942

**Juego de ópticas y accesorios
para muestras para QT-
Sampler – 6 mm**

Set de diafragma de excitación de 6 mm, diafragma de recogida,
soporte de muestras redondo grande y soporte de muestras
cuadrado grande para el QT-Sampler.



BWT-840000934

**Referencia de poliestireno
para QT-Sampler**

Referencia de poliestireno para el accesorio Raman de
transmisión del QT-Sampler.

