



OMNIS Titrator Basic KFT

2.1001.6220

L'OMNIS Titrator Basic KFT propose un package complet pour le titrage volumétrique Karl Fischer. Ce package contient l'OMNIS Titrator avec un agitateur magnétique pour le titrage volumétrique Karl Fischer, la Solvent Pump pour le changement manuel du réactif, tous les accessoires nécessaires au titrage volumétrique Karl Fischer et le logiciel OMNIS Software avec une licence « standalone ». Le titrage ne peut être réalisé qu'avec la burette interne de l'OMNIS Titrator.

Contenu de la livraison 2.1001.6220

Order Number	Description	Quantité
1.1029.0010	Solvent Pump Associée à un Eco KF Titrator, la Solvent Pump est utilisée pour une addition de solvant sécurisée et l'aspiration du contenu du récipient de titrage sans contact avec les réactifs.	1 PCS
6.01600.010	OMNIS Liquid Adapter Adaptateur permettant le raccordement de bouteilles à réactifs en technologie 3S à un OMNIS Titrator, Titration Module ou Dosing Module.	1 PCS
6.1546.030	Tige tire-piston Pour les pistons des 807 Dosing Units ou des unités de cylindre OMNIS.	1 PCS



6.01601.000

Adaptateur pour bouteille multi-usage

1 PCS

Adaptateur pour bouteille réutilisable en technologie 3S, permettant le raccordement de bouteille à réactifs à un OMNIS Titrator, Titration Module ou Dosing Module.



6.2016.050

Potence / 300 mm

1 PCS



6.2013.010

Bague d'arrêt

1 PCS

Pour tiges de potence avec un diamètre de 10 mm.



6.06000.000

OMNIS
A WHOLE NEW LEVEL OF PERFORMANCE

Support de stockage du logiciel OMNIS Software

1 PCS

Logiciel pour PC sous licence pour contrôler des systèmes d'analyse OMNIS complexes.

- Procédures de travail orientées échantillons avec de nombreux modèles
- Éditeur de méthodes graphique avec de nombreux modèles
- Listes d'échantillons explicites et professionnelles
- Gestion des appareils, systèmes de travail, capteurs et solutions
- Langues de dialogue : allemand, anglais, chinois

6.03004.210


Unité de cylindre OMNIS 10 mL spéciale

1 PCS

Unité de cylindre intelligente 10 mL pour un OMNIS Titrator, Titration Module ou Dosing Module. Cette unité de cylindre est spécialement recommandée pour les solutions suivantes :

- solutions aqueuses alcalines
- Titrant 5
- solutions de nitrate d'argent
- solutions non aqueuses alcalines
- solutions de permanganate
- solutions EDTA

Tuyaux de dosage et pointe anti-diffusion compris.

6.02101.011


Module de mesure analogique

1 PCS

Canal de mesure analogique pour un OMNIS Titrator ou Titration Module pour le raccordement d'électrodes analogiques. Compatible avec les versions logicielles d'OMNIS 2.18 ou supérieures.

6.06003.010

Licence OMNIS autonome

1 PCS

Elle permet l'exploitation autonome du logiciel OMNIS sur un ordinateur Windows™.



Caractéristiques :

- La licence comprend déjà une licence pour appareils OMNIS.
- Elle doit être activée via le portail d'octroi de licences Metrohm.

6.2164.010

Bloc d'alimentation 100 - 240 V / 24 V CC

1 PCS

Bloc d'alimentation pour 915 KF Ti-Touch, 916 Ti-Touch, 917 Coulometer et tous Eco Titrator / Eco Dosimat.



6.05609.020

Accessoires KFT pour IONIC Titrator

1 PCS

Jeu d'accessoires complet pour le titrage volumétrique Karl Fischer avec l'IONIC Titrator



Accessoires optionnels

1.1042.0010

Dosino Module (câble de 0,75 m)



Le Dosino Module est un moteur de haute précision qui permet d'étendre de façon peu encombrante un système de titrage OMNIS, par l'ajout d'une burette intelligente supplémentaire pour titrages, dosages et d'autres tâches de manipulation des liquides. Avec câble intégré (longueur 0,75 m).

1.1042.0020

Dosino Module (câble de 2 m)



Le Dosino Module est un moteur de haute précision qui permet d'étendre de façon peu encombrante un système de titrage OMNIS, par l'ajout d'une burette intelligente supplémentaire pour titrages, dosages et d'autres tâches de manipulation des liquides. Avec câble intégré (longueur 2 m).
