



OMNIS Titrator Acid/Base

2.1001.8220

L'OMNIS Titrator Acid/Base propose un package complet pour le titrage acide-base en milieu aqueux au moyen d'un titrage dynamique à point d'équivalence. Ce package contient l'OMNIS Titrator avec un agitateur magnétique pour le titrage dynamique à point d'équivalence, une unité de cylindre de 20 mL, une dEcotrode Plus et le logiciel OMNIS Software avec une licence « standalone ». Le titrage ne peut être réalisé qu'avec la burette interne de l'OMNIS Titrator.

Contenu de la livraison 2.1001.8220

Order Number	Description	Quantité
6.02005.010	Emplacement de rangement pour électrodes Emplacement de rangement pour électrodes sur un système de titrage OMNIS.	1 PCS
6.01600.010	OMNIS Liquid Adapter Adaptateur permettant le raccordement de bouteilles à réactifs en technologie 3S à un OMNIS Titrator, Titration Module ou Dosing Module.	1 PCS
6.1903.020	Barreau d'agitation / 16 mm Barreau d'agitation à noyau magnétique, enrobé de PTFE, longueur 16 mm	1 PCS

6.1903.030


Barreau d'agitation / 25 mm

1 PCS

Barreau d'agitation à noyau magnétique, enrobé de PTFE, longueur 25 mm.

6.1546.030


Tige tire-piston

1 PCS

Pour les pistons des 807 Dosing Units ou des unités de cylindre OMNIS.

6.01601.000


Adaptateur pour bouteille multi-usage

1 PCS

Adaptateur pour bouteille réutilisable en technologie 3S, permettant le raccordement de bouteille à réactifs à un OMNIS Titrator, Titration Module ou Dosing Module.

6.2016.050


Potence / 300 mm

1 PCS

6.2013.010

Bague d'arrêt

1 PCS

Pour tiges de potence avec un diamètre de 10 mm.



6.02100.010

Module de mesure numérique

1 PCS

Canal de mesure numérique pour un OMNIS Titrator ou Titration Module pour le raccordement d'électrodes numériques « dTrode ».



6.02005.000

Support d'électrode OMNIS

1 PCS

Support d'électrode pour un système de titrage OMNIS.



6.02104.300

Câble d'électrode, tête enfichable Q / fiche P, 0,55 m 1 PCS

Câble pour le raccordement d'une dTrode (tête enfichable Q) sur le module de mesure numérique d'OMNIS.



6.00201.300


dEcotrode plus

1 PCS

Électrode pH numérique combinée pour OMNIS.
 Cette électrode est idéale pour les titrages acide/base en milieux aqueux.
 Le diaphragme rodé fixe est insensible à la contamination.
 Électrolyte de référence : $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, conservation dans une solution de conservation.
 Les dTrodes peuvent être utilisées sur les OMNIS Titrator.

6.02107.000


Câble réseau, 1 m

1 PCS

Câble réseau (1 m) pour la connexion d'un appareil OMNIS à un routeur Ethernet, un commutateur Ethernet ou un réseau local

6.06000.000

OMNIS
 A WHOLE NEW LEVEL OF PERFORMANCE

Support de stockage du logiciel OMNIS Software

1 PCS

Logiciel pour PC sous licence pour contrôler des systèmes d'analyse OMNIS complexes.

- Procédures de travail orientées échantillons avec de nombreux modèles
- Éditeur de méthodes graphique avec de nombreux modèles
- Listes d'échantillons explicites et professionnelles
- Gestion des appareils, systèmes de travail, capteurs et solutions
- Langues de dialogue : allemand, anglais, chinois

6.03001.220

Unité de cylindre OMNIS 20 mL

1 PCS

Unité de cylindre intelligente 20 mL pour un OMNIS Titrator, Titration Module ou Dosing Module. Tuyaux de dosage et pointe anti-diffusion compris.



6.06003.010

Licence OMNIS autonome

1 PCS

Elle permet l'exploitation autonome du logiciel OMNIS sur un ordinateur Windows™.

OMNIS
A WHOLE NEW LEVEL OF PERFORMANCE

Caractéristiques :

- La licence comprend déjà une licence pour appareils OMNIS.
- Elle doit être activée via le portail d'octroi de licences Metrohm.

Accessoires optionnels

2.1042.0020

Dosino Module (câble de 2 m)



Le Dosino Module est un moteur de haute précision qui permet d'étendre de façon peu encombrante un système de titrage OMNIS, par l'ajout d'une burette intelligente supplémentaire pour titrages, dosages et d'autres tâches de manipulation des liquides. Avec câble intégré (longueur 2 m).

2.1042.0010

Dosino Module (câble de 0,75 m)



Le Dosino Module est un moteur de haute précision qui permet d'étendre de façon peu encombrante un système de titrage OMNIS, par l'ajout d'une burette intelligente supplémentaire pour titrages, dosages et d'autres tâches de manipulation des liquides. Avec câble intégré (longueur 0,75 m).