



Eco Dosimat

2.1007.0010

L'Eco Dosimat est un distributeur universel avec agitateur magnétique et écran tactile intégrés.

Gagnez en efficacité et précision dans vos tâches de laboratoire classiques telles que

- la mesure précise des volumes.
- le titrage manuel.
- la fabrication de standards ioniques.
- le dosage contrôlé avec prescription des débits de dosage.

Pour toutes les activités réalisées, un rapport conforme aux BPL peut être imprimé ou enregistré au format PDF.

Y compris le câble à poire pour le titrage manuel et la commande du dosage.

Unité de cylindre au choix de 5, 10, 20 et 50 mL.

Contenu de la livraison 2.1007.0010

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 STK	1.1007.0010	Eco Dosimat
-------	-------------	-------------

L'Eco Dosimat est un distributeur universel avec agitateur magnétique et écran tactile intégrés.

Gagnez en efficacité et précision dans vos tâches de laboratoire classiques telles que

- la mesure précise des volumes.
- le titrage manuel.
- la fabrication de standards ioniques.
- le dosage contrôlé avec prescription des débits de dosage.

Pour toutes les activités réalisées, un rapport conforme aux BPL peut être imprimé ou enregistré au format PDF.

Y compris le câble à poire pour le titrage manuel et la commande du dosage.

Unité de cylindre au choix de 5, 10, 20 et 50 mL.



1 STK	6.1446.030	Bouchon à bille / B-14/(15)
-------	------------	-----------------------------

Pour le support mobile de pointes de burette dans la tête de titrage



1 STK	6.1446.080	Bouchon fileté M8
-------	------------	-------------------



1 STK

6.1543.060

Pointe / Filetage M6

Pointe avec filetage M6. Forme, en combinaison avec le capillaire 6.1805.160 et le bouchon à bille 6.1446.030, la pointe de burette complète 6.1537.010.



1 STK

6.1543.200

Pointe de titrage, filetage M6

Pointe de titrage avec vanne anti-diffusion.



1 STK

6.1602.105

Adaptateur de siphon pour bouteille / GL 45 / vert

Pour doser directement à partir de bouteilles à réactifs avec filetage GL 45.



1 STK

6.1619.010

Adsorbeur complet pour unité interchangeable



2 STK

6.1805.090

Tuyau en FEP / M6 / 31 cm

Avec protection contre la lumière et le flambage



1 STK

6.1805.100

Tuyau en FEP / M6 / 40 cm

Avec protection contre la lumière et le flambage



1 STK

6.1819.020

Tuyau

Pour alésages filetés M6. Pour siphons de flacon 6.1602.1XX



1 STK

6.1903.020

Barreau d'agitation / 16 mm

Barreau d'agitation à noyau magnétique, enrobé de PTFE, longueur 16 mm



1 STK

6.1903.030

Barreau d'agitation / 25 mm

Barreau d'agitation à noyau magnétique, enrobé de PTFE, longueur 25 mm.



1 STK

6.2013.010

Bague d'arrêt

Pour tiges de potence avec un diamètre de 10 mm.



1 STK

6.2016.070

Potence / 400 mm



1 STK

6.2021.020

Support d'électrode

Support d'électrode pour 4 électrodes et 2 pointes de burette



1 STK

6.2023.020

Agrafe pour rodage RN 14/15

Agrafe pour RN 14/15



1 STK

6.2709.070

Douille de guidage

Pour la fixation de pointes de burette et de distribution dans les têtes de titrage et les supports d'électrodes.



1 STK

6.2107.100

Manual Dosing Controller

Poignée de dosage et de titrage manuels avec l'Eco Dosimat ou le Dosimat plus



1 STK

6.1546.040

Outil extracteur de piston pour Eco Dosimat/Eco Titrator

Outil pour enlever et monter le piston.



1 STK

6.2164.010

Bloc d'alimentation 100 - 240 V / 24 V CC

Bloc d'alimentation pour 915 KF Ti-Touch, 916 Ti-Touch, 917 Coulometer et tous Eco Titrator / Eco Dosimat.



1 STK

6.1608.023

Bouteille en verre brun / 1 000 mL / GL 45

Pour unités interchangeables. Bouteille pour solutions auxiliaires.



Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.03002.150	Unité de cylindre Eco 5 mL Unité de cylindre 5 mL pour Eco Dosimat / Eco Titrator. Sans tuyaux de dosage ni pointe anti-diffusion.
6.03002.210	Unité de cylindre Eco 10 mL Unité de cylindre 10 mL pour Eco Dosimat / Eco Titrator. Sans tuyaux de dosage ni pointe anti-diffusion.
6.03002.250	Unité de cylindre Eco 50 mL Unité de cylindre 50 mL pour Eco Dosimat / Eco Titrator. Sans tuyaux de dosage ni pointe anti-diffusion.
6.03002.220	Unité de cylindre Eco 20 mL Unité de cylindre 20 mL pour Eco Dosimat / Eco Titrator. Sans tuyaux de dosage ni pointe anti-diffusion.



2.142.0100

Imprimante thermique Custom Q3X

Imprimante compacte avec interface USB pour

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (câble 6.2151.140)
- Eco Dosimat / Titrator
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



Largeur de papier 60 mm (40 caractères). Câble USB 6.2151.120 inclus.

2.143.0200

Imprimante matricielle TX-900MH

Imprimante matricielle compacte avec interfaces USB et RS232 pour

- 900 Touch Control (+)
- 915 KF Ti-Touch (+)
- 916 Ti-Touch (+)
- 917 Coulometer (+)
- 91X Meter (+)
- Eco Dosimat/titreur (+)
- 877/848 Titrino plus (6.2151.100 requis en complément)
- 865/876 Dosimat plus (6.2151.100 requis en complément)
- 862 Compact Titrosampler (6.2151.100 requis en complément)
- 870 KF Titrino plus (6.2151.100 requis en complément)
- 899 Coulometer (6.2151.100 requis en complément)



(+) câble fourni
