



703 Ti Stand avec agitateur et pompe

2.703.0010

Poste de titrage compact avec agitateur magnétique et pompe intégrée pour l'addition de solutions et la vidange du contenu du vase de titrage.

Contenu de la livraison 2.703.0010

Qt.	Order no.	Description
1 STK	1.703.0010	703 Ti Stand avec agitateur et pompe Poste de titrage compact avec agitateur magnétique et pompe intégrée pour l'addition de solutions et la vidange du contenu du vase de titrage.



2 STK

6.1446.040

Bouchon fileté / M6



1 STK

6.1446.060

Bouchon / B-14/15 / M10



1 STK

6.1543.110

Pointe de distribution / filetage M8

Pointe de transport avec filetage M8



2 STK

6.1602.105

Adaptateur de siphon pour bouteille / GL 45 / vert

Pour doser directement à partir de bouteilles à réactifs avec filetage GL 45.



1 STK

6.1608.023

Bouteille en verre brun / 1 000 mL / GL 45

Pour unités interchangeables. Bouteille pour solutions auxiliaires.



1 STK

6.1608.030

Flacon rond 1000 mL, GL 45



1 STK

6.1609.010

Tube d'adsorption avec embout de tuyau

Couvercle avec embout de tuyau.



2 STK

6.1801.000

Tuyau PVC 4 mm / 7 mm, 1 m





1 filetage extérieur M8 et 1 olive pour tuyaux, p.ex. pour manteau thermostatique des unités interchangeables et appareils de mesure de stabilité.



Pour 681 Pump Unit et 703 Ti Stand



Pour alésages filetés M8. Pour siphons de flacon 6.1602.1XX et flacons 6.1608.0XX.



1 STK

6.2001.010

Support de potence avec potence

Pour Dosimats et Titrinos



1 STK

6.2013.010

Bague d'arrêt

Pour tiges de potence avec un diamètre de 10 mm.



1 STK

6.2023.020

Agrafe pour rodage RN 14/15

Agrafe pour RN 14/15



1 STK

6.2108.100

Câble de connexion pour 622/649/703/728 / 0.5 m

Pour alimentation des agitateurs 622, 649 et du 703 Ti Stand par des Unités de contrôle et des Dosimats



1 STK

6.2739.000

Clé

Pour serrer les raccords à vis

