

Pump Unit 772 « Aspiration »

2.772.0020

Pompe péristaltique pour aspirer les solutions titrées et les suspensions. La version « Aspiration » comporte de nombreux accessoires pour l'aspiration. La pompe est commandée par une Relay Box 731. Elle convient au transport de solvants.

Contenu de la livraison 2.772.0020

Order Number	Description	Quantité
6.1446.160	Bouchon thermomètre / B-14/15 / position inclinée Pour mettre les insertions dans la tête de titrage 6.1458.010 dans une position inclinée.	1 PCS
6.1543.170	Pointe d'aspiration / Filetage M8 Pointe d'aspiration pour les Sample Processor.	1 PCS
6.1621.000	Bidon 10 L Pour les systèmes automatisés, comme bidon de rinçage ou de déchets.	1 PCS

6.1805.510

Tuyau PTFE / M8 / 60 cm

1 PCS

Protection contre le flambage.



6.1812.000

Tuyau PTFE / 4 mm / 6 mm / 4 m

1 PCS



6.1820.050

Adaptateur, M6 / olive

2 PCS

Pour tuyau de pompe 6.1826.100, pour pompes péristaltiques.



6.1826.100

Tuyau de pompe en, 6,4 mm / 1 m

1 PCS

En remplacement du tuyau de pompe utilisé dans les unités 772 Pump Unit et 843 Pump Station (peristaltic).



6.1828.000

Manchon de raccordement en PVDF

1 PCS

Pour bidon 6.1621.000.



6.2621.140

Clé hexagonale 2.5 mm

1 PCS



Accessoires optionnels

6.1826.160

Tuyau de pompe

Viton

Pour pompes péristaltiques.

