




786 Swing Head avec tête de transfert gauche

2.786.0010

Équipement supplémentaire pour le Robotic Sample Processor XL pour transférer / pipetter à partir de petits récipients échantillons dans des grands récipients de titrage sur le portoir ou dans une cellule de titrage externe, qui peut être installée à gauche de la station de travail.

Contenu de la livraison 2.786.0010

Order Number	Description	Quantité
1.786.0010	786 Swing Head avec tête de transfert gauche Equipement supplémentaire pour le Robotic Sample Processor XL pour transférer / pipetter à partir de petits récipients échantillons dans des grands récipients de titrage sur le portoir ou dans une cellule de titrage externe, qui peut être installée à gauche de la station de travail.	1 PCS
		
6.1462.030	Bras pivotant avec tête de transfert pour 786 Swing Head, pivote vers la gauche Bras pivotant de transfert pour 'liquid handling'	1 PCS
		
6.1562.100	Tuyau de pipettage / 10 mL Tuyau de pipettage pour le transfert entièrement automatique de solutions d'échantillon.	1 PCS
		

6.2621.120

Clé hexagonale 1.5 mm

1 PCS



6.1823.010

Tige de guidage vers le tuyau de pipettage

1 PCS

À monter sur le bras pivotant de transfert au Robotic Sample Processor

