



843 Pump Station (membrane)

2.843.0020

La 843 Pump Station (membrane) dispose de deux pompes à membrane intégrées. Elles peuvent, au choix, être commandées directement par l'intermédiaire de l'interface à l'aide de signaux «remote» ou de manière manuelle par pression de bouton.

Contenu de la livraison 2.843.0020

Order Number	Description	Quantité
1.843.0020	843 Pump Station (membrane) La 843 Pump Station (membrane) dispose de deux pompes à membrane intégrées. Elles peuvent, au choix, être commandées directement par l'intermédiaire de l'interface à l'aide de signaux «remote» ou de manière manuelle par pression de bouton.	1 PCS
6.1801.120	Tuyau PVC 4 mm / 6 mm, 2 m	4 PCS
6.1812.000	Tuyau PTFE / 4 mm / 6 mm / 4 m	2 PCS



6.1828.000

Manchon de raccordement en PVDF

2 PCS

Pour bidon 6.1621.000.



Accessoires optionnels

6.2141.260

**Câble «remote» Compact
Sample Changer - Dosimat
plus et Titrino plus**

Câble de distribution pour la connexion «remote du Compact Sample Changer au Dosimat plus et autres appareils (p.ex. Titrino plus ou Pump Station).



6.2141.300

Câble «remote» 843-814/815

Câble «remote pour la connexion directe d'une 843 Pump Station aux prises pour pompes des Sample Processors 814 et 815

