




863 Compact VA Autosampler



2.863.0020

Le 863 Compact VA Autosampler est un passeur d'échantillons économique et peu encombrant pour automatiser en toute simplicité les systèmes VA dans le cadre d'analyses de traces voltampérométriques avec le 797 VA Computrace. Il permet une détermination hautement précise de petites séries de maximum 18 échantillons similaires de 5 à 11 mL.

Avec pompe péristaltique intégrée pour le transfert d'échantillon. L'appareil est fourni avec un rack d'échantillons monté, un jeu d'accessoires complet et un câble de raccordement permettant d'installer un poste de travail complet.

Contenu de la livraison 2.863.0020

Order Number	Description	Quantité
1.863.0010	863 Compact IC Autosampler Le 863 Compact IC Autosampler est l'auxiliaire par excellence pour l'analyse de routine. Il permet d'automatiser les chromatographes ioniques les plus divers de la gamme Metrohm.	1 PCS
6.1822.410	Connexions capillaires en PEEK Capillaire de connexion pour le transfert d'échantillons avec Passeurs d'échantillons 1 x M6, diamètre interne 0.5 mm, pour l'analyse de traces	1 PCS
6.1826.020	Tuyau de pompe PVC (bleu/bleu) Pour appareils CI online et automatisation en voltampérométrie	2 PCS



6.1831.050


Capillaire en PEEK 0.5 mm d.i. / 40 cm

1 PCS

Pour dialyse en ligne et passeurs d'échantillons. Pour IC Dialysis Unit, IC Sample Processor, Compact IC Autosampler, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit, Compact VA Autosampler

6.2141.230


Câble «remote» Compact Sample Changer/Compact Autosampler - Titrino plus/Pump Station

1 PCS

Câble pour la connexion «remote» entre Compact Sample Changer/Compact Autosampler et Titrino plus et/ou Pump Station.

6.2151.100


Adaptateur USB Mini (OTG) - USB A

1 PCS

Pour la connexion d'appareils USB

6.2621.090


Clé à fourche 1/2 in.

1 PCS

Pour vis 1/2 in. Pour Processeurs d'échantillons CI

6.2621.130

**Clé hexagonale 2 mm**

1 PCS

2 mm.

6.2621.140

**Clé hexagonale 2.5 mm**

1 PCS

6.2739.000

**Clé**

1 PCS

Pour serrer les raccords à vis

6.2743.057



Réceptif d'échantillon 11 mL

1 PCS

200 pièces. Pour les IC Sample Processor et le passeur d'échantillons VA.

Les réceptifs d'échantillon CI sont fabriqués en plastique polypropylène (PP) pour les applications médicales. La production et l'emballage s'effectuent dans des conditions stériles et de salle blanche (classe de salle blanche 7, selon DIN ISO 14644). Cela garantit des niveaux de contamination minimaux. Les réceptifs d'échantillon sont contrôlés aléatoirement pour les anions et les cations lixiviables.

6.2744.070




Vis de pression courte

1 PCS

Version courte. Avec raccord UNF 10/32. 5 pièces. Pour la connexion de capillaires en PEEK

6.2744.160



Connexion pour tuyau de pompage avec fixation

2 PCS

Fixation pour la connexion sûre d'un tuyau de pompe sur une olive.

6.2833.030

**Support d'aiguille 1/8 in. pour 863 Compact
Autosampler**

1 PCS

Support d'aiguille 1/8 in. pour 863 Compact Autosampler

6.2846.000

**Aiguille d'aspiration d'échantillons en oxyde de
zirconium**

1 PCS

Aiguille d'aspiration d'échantillons pour Sample Processors
et passeur d'échantillons en voltampérométrie.

Accessoires optionnels

2.843.0040

843 VA Membrane Pump Station pour les systèmes Compact VA



La 843 Membrane Pump Station dispose de deux pompes à membrane intégrées qui peuvent être commandées directement par le 797 VA Computrace au moyen du signal remote. Elle sert au rinçage automatique et au vidage du bécher de mesure dans des systèmes VA et CVS semi-automatisés ou entièrement automatisés à l'aide du 797 VA Computrace.

La variante pour la voltampérométrie dispose de tous les accessoires nécessaires au rinçage automatique et au vidage du bécher de mesure.

2.843.0140

843 VA Peristaltic Pump Station pour les systèmes Compact VA



La 843 Peristaltic Pump Station dispose de deux pompes péristaltiques intégrées qui peuvent être commandées directement par le 797 VA Computrace au moyen du signal remote. Elle sert au rinçage automatique et au vidage du bécher de mesure dans des systèmes VA et CVS semi-automatisés ou entièrement automatisés à l'aide du 797 VA Computrace.

La variante pour la voltampérométrie dispose de tous les accessoires nécessaires au rinçage automatique et au vidage du bécher de mesure.

6.2723.310

Capuchon protecteur pour Titrino Plus



Capuchon protecteur pour écran et clavier pour tous les appareils de la gamme Titrino plus.

Compatible avec : 848 Titrino plus, 862 Compact Titrosampler, 863 Compact Autosampler, 865 Dosimat plus, 869 Compact Sample Changer, 870 KF Titrino plus, 876 Dosimat plus, 877 Titrino plus, 899 Coulometer.

6.2743.050

Récepteur d'échantillon 11 mL



2 000 pièces. Pour les IC Sample Processor et le passeur d'échantillons VA.

Les récepteurs d'échantillon CI sont fabriqués en plastique polypropylène (PP) pour les applications médicales. La production et l'emballage s'effectuent dans des conditions stériles et de salle blanche (classe de salle blanche 7, selon DIN ISO 14644). Cela garantit des niveaux de contamination minimaux. Les récepteurs d'échantillon sont contrôlés aléatoirement pour les anions et les cations lixiviables.