



889 IC Sample Center

2.889.0010

Le 889 IC Sample Center est un autosampler robuste pour haute sortie d'échantillons et optimisé pour les besoins du laboratoire analytique moderne. Il fonctionne suivant le principe x-y-z et un système de dosage à haute résolution pour une injection d'échantillons précise. Un système d'aiguille jumelée permet l'usage de récipients avec couvercles et septa. Une vanne d'injection PEEK complète le système d'automatisation du 889 IC Sample Center. C'est la solution d'automatisation la plus indiquée si vous avez très peu d'échantillon disponible.

Contenu de la livraison 2.889.0010

Qt.	Order no.	Description
-----	-----------	-------------

1 STK

1.889.0010

889 IC Sample Center

Le 889 IC Sample Center est un autosampler robuste pour haute sortie d'échantillons et optimisé pour les besoins du laboratoire analytique moderne. Il fonctionne suivant le principe x-y-z et un système de dosage à haute résolution pour une injection d'échantillons précise. Un système d'aiguille jumelée permet l'usage de récipients avec couvercles et septa. Une vanne d'injection PEEK complète le système d'automatisation du 889 IC Sample Center. C'est la solution d'automatisation la plus indiquée si vous avez très peu d'échantillon disponible.



1 STK

6.1608.110

Flacon de lavage 250 mL pour IC Sample Center

Flacon de lavage pour solution de rinçage dans le IC Sample Center.



2 STK

6.1807.010

Connecteur Y pour tubes d.i. 6-9 mm

Pièce de connexion pour les tuyaux déchets



2 STK

6.1816.070

Tuyau en silicone 8/12 mm, 1 m

Pour le IC Sample Center



1 STK

6.1831.010

Capillaire en PEEK 0.25 mm d.i. / 3 m

Pour tous les composants CI.



2 STK

6.2041.200

Rack d'échantillons, 48 x 11 mL, (Al)

Rack d'échantillons pour 889 IC Sample Center pour 48 récipients d'échantillons. Vous pouvez utiliser les récipients d'échantillons suivants : 6.2743.100, 6.2743.107, 6.2743.110, 6.2743.117.

Matériau : Aluminium (Al)



1 STK

6.2151.020

Câble USB A - USB B 1,8 m

Câble de connexion USB



1 STK

6.2744.010

Vis de pression 5x

Avec connexion UNF 10/32. Pour la connexion de capillaires en PEEK



1 STK



6.2816.200

Aiguille d'air de 80 mm, noire

Pour IC Sample Center



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1562.170	Tuyau de transfert Tefzel 1000 µL Pour le IC Sample Center.	
6.1829.060	Set de capillaires pour unité de seringues Pour IC Sample Center	
6.2816.210	Aiguille avec capillaire, 15 µL Pour IC Sample Center	
6.5333.000	Kit IQ/OQ pour CI Le kit IQ/OQ pour la CI contient toutes les pièces et solutions standard, nécessaires à IQ/OQ en chromatographie ionique.	

6.7303.100 Flacons en verre, 1,8 ml, en U, 100 unités

Ce flacon universel de 1,8 mL avec anneau à clipser, conçu pour les applications analytiques à faible volume optimise la récupération d'échantillon.


Quantité : 100 unités



6.7303.110 Capuchon à clipser avec septum rouge, 100 unités

Capuchon à clipser avec septum pour flacons de 11 mm. Il assure une étanchéité fiable et une large compatibilité chimique pour les analyses de routine en laboratoire.

Quantité : 100 unités



6.2041.210 Rack d'échantillons, 12 x 6 mL, (Al)


Rack d'échantillons pour 889 IC Sample Center pour 12 récipients d'échantillons. Les récipients d'échantillon suivants conviennent : 6.2419.000.

Matériau : Aluminium (Al)



6.1448.050 Fermeture septum en aluminium / 1000 pièces

Avec fermeture en Al.



6.2419.000 Flacon d'échantillon en verre 6 mL, 1000 pièces

Flacon d'échantillon en verre jusqu'à 6 mL, adapté au septum 6.1448.050, 1000 pièces



6.2621.110 Pince pour septums d'injection

Pince pour septums d'injection, pour fermer les récipients échantillons de 6 mL. Pour Oven Sample Processor 774.



6.2420.007 Flacon d'échantillon en verre avec filetage 8 mL, 100 pièces

Flacon d'échantillon en verre avec filetage 8 mL, adapté à la fermeture vissée 6.1448.067, 100 pièces



6.1448.067 Fermeture vissée avec septum, 100 pces

Fermeture vissée avec septum, adaptée au verre à échantillon 8 mL 6.2420.007, 100 pièces

