



900 Touch Control


2.900.0010

Unité de contrôle pour les Titrando, les USB Sample Processor, le 856 Conductivity Module, le 867 pH Module et le 846 Dosing Interface. Écran couleur, tactile, à haute résolution, à l'usage facile et intuitif, grâce à l'accès direct aux méthodes via des favoris. Avec interface Ethernet pour connexion directe à l'Internet et interface USB pour la connexion à des imprimantes et des clés USB.

Langues de dialogue : allemand, anglais, chinois, français, espagnol, portugais, russe, coréen, polonais et italien.

Contenu de la livraison 2.900.0010

Order Number	Description	Quantité
1.900.0010	900 Touch Control Unité de contrôle pour les Titrando, les USB Sample Processor, le 856 Conductivity Module, le 867 pH Module et le 846 Dosing Interface. Écran couleur, tactile, à haute résolution, à l'usage facile et intuitif, grâce à l'accès direct aux méthodes via des favoris. Avec interface Ethernet pour connexion directe à l'Internet et interface USB pour la connexion à des imprimantes et des clés USB. Langues de dialogue : allemand, anglais, chinois, français, espagnol, portugais, russe, coréen, polonais et italien.	1 PCS
6.6064.010	Clé USB pour 900 Touch Control	1 PCS
6.2723.300	Capuchon protecteur pour 900 Touch Control Capuchon protecteur pour 900 Touch Control	1 PCS



Accessoires optionnels

6.2148.050
**Convertisseur USB/RS-232
pour 900 Touch Control**

Extension du 900 Touch Control d'une interface RS-232 pour la connexion par ex. de balances.



6.2151.030
Câble USB A - USB B, 0,6 m

Câble de connexion USB A - USB B



2.142.0100

**Imprimante thermique
Custom Q3X**



Imprimante compacte avec interface USB pour

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (câble 6.2151.140)
- Eco Dosimat / Titrator
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer

Largeur de papier 60 mm (40 caractères). Câble USB 6.2151.120 inclus.

6.2107.120

**Manual Dosing Controller – Ti-
Touch**



Poignée de dosage manuel et de titrage manuel avec le 916 Ti-Touch et le 900 Touch Control. Nécessite le 6.2148.010 Remote Box MSB.

2.143.0200

**Imprimante matricielle TX-
900MH**



Imprimante matricielle compacte avec interfaces USB et RS232 pour

- 900 Touch Control (+)
- 915 KF Ti-Touch (+)
- 916 Ti-Touch (+)
- 917 Coulometer (+)
- 91X Meter (+)
- Eco Dosimat/titreur (+)
- 877/848 Titrino plus (6.2151.100 requis en complément)
- 865/876 Dosimat plus (6.2151.100 requis en complément)
- 862 Compact Titrosampler (6.2151.100 requis en complément)
- 870 KF Titrino plus (6.2151.100 requis en complément)
- 899 Coulometer (6.2151.100 requis en complément)

(+) câble fourni
