



Metrosep A Supp 19 Guard/2,0

6.01034.600

Le Metrosep A Supp 19 Guard/2,0 protège en toute fiabilité les colonnes de séparation d'anion de la famille de produits Metrosep A Supp 19 microbore contre les encrassements provenant de l'échantillon ou de l'éluant et prolonge donc nettement leur durée de vie. Les précolonnes et colonnes de séparation de la famille de produits Metrosep A Supp 19 sont à base de PEEK et sont remplies du même matériau. Ainsi, la performance de séparation chromatographique n'est aucunement limitée.

Contenu de la livraison 6.01034.600

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.2744.060	Bouchon fileté

Pour UNF 10/32. Bouchon pour Cl, par ex. pour l'obturation de colonnes.

