



Adaptateur pour bouteille GL 45, 2 x M6, UNF 10/32

6.01602.100

Adaptateur pour bouteille GL 45 pour éluant, régénérant, réactif et bouteilles de rinçage, avec connecteurs pour le tube d'adsorption et le tuyau d'aspiration.

Contenu de la livraison 6.01602.100

Order Number	Description	Quantité
6.1446.040	Bouchon fileté / M6	2 PCS



6.2744.060	Bouchon fileté	1 PCS
------------	-----------------------	-------



Pour UNF 10/32. Bouchon pour CI, par ex. pour l'obturation de colonnes.

Accessoires optionnels

6.01608.000

Bouteille PP, 2 L, GL 45



Bouteille 2 L (en PP) conçue pour l'OMNIS Reagent Organizer, avec indication de volume pour éluant, régénérant, réactif et solutions de rinçage.

6.01834.010

**Tuyau FEP M6 avec filtre,
0,27 m**



Tuyau d'aspiration FEP avec filtre à particules préinstallé (dimension des pores 27 µm) pour les bouteilles PP, 2 L, GL 45, 6.01608.000.

6.02837.030

CO2 Absorber (Tube)



CO2 Absorber (Tube) avec un adaptateur Luer, protège les réactifs et les éluants des particules et garantit des temps de rétention constants pour les éluants sensibles au CO2.

6.02837.040

Tube de filtration

Tube de filtration avec adaptateur Luer, protège les éluants et les réactifs des particules.

