




OMNIS IC AS COOL Tray

6.02040.010

Portoir réfrigéré pour recevoir les racks d'échantillons dans l'OMNIS IC Autosampler. Le portoir maintient les échantillons à une température basse et contrôlée, ceci permettant d'analyser des composés sensibles à la température. Le positionnement et la manipulation du rack correspond au portoir AS standard afin de garantir un fonctionnement précis et fiable pendant l'échantillonnage automatisé. Le portoir s'intègre parfaitement dans le système d'autosampler et se retire facilement afin de permettre un chargement et une préparation des racks d'échantillons directement sur la paillasse du laboratoire avant de les placer dans l'autosampler.

Accessoires optionnels

6.02041.530

Rack d'échantillons OMNIS 6 x 50 mL



Rack d'échantillons pour ranger 6 bouteilles de 50 mL dans l'OMNIS IC Autosampler. La géométrie du rack correspond aux caractéristiques du flacon afin de garantir un positionnement précis et une manipulation stable pendant l'échantillonnage automatisé. Les racks peuvent être montés de manière parfaite sur l'AS/ASCOOL Tray.

6.02041.540

Rack d'échantillons OMNIS 12 x 22 mm



Rack d'échantillons pour ranger 12 flacons de dia. ext. de 22 mm dans l'OMNIS IC Autosampler. La géométrie du rack correspond aux caractéristiques du flacon afin de garantir un positionnement précis et une manipulation stable pendant l'échantillonnage automatisé. Les racks peuvent être montés de manière parfaite sur l'AS/ASCOOL Tray.

6.02041.500

Rack d'échantillons OMNIS 24 x 10 mL



Rack d'échantillons pour ranger 24 flacons de 10 mL dans l'OMNIS IC Autosampler. La géométrie du rack correspond aux caractéristiques du flacon afin de garantir un positionnement précis et une manipulation stable pendant l'échantillonnage automatisé. Les racks peuvent être montés de manière parfaite sur l'AS/ASCOOL Tray.

6.02041.510

**Rack d'échantillons OMNIS 40
x 5 mL**



Rack d'échantillons pour ranger 40 flacons de 5 mL dans l'OMNIS IC Autosampler. La géométrie du rack correspond aux caractéristiques du flacon afin de garantir un positionnement précis et une manipulation stable pendant l'échantillonnage automatisé. Les racks peuvent être montés de manière parfaite sur l'AS/ASCOOL Tray.

6.02041.520

**Rack d'échantillons OMNIS 48
x 11 mm**



Rack d'échantillons pour ranger 48 flacons de dia. ext. de 11 mm dans l'OMNIS IC Autosampler. La géométrie du rack correspond aux caractéristiques du flacon afin de garantir un positionnement précis et une manipulation stable pendant l'échantillonnage automatisé. Les racks peuvent être montés de manière parfaite sur l'AS/ASCOOL Tray.

6.02041.550

**Rack d'échantillons OMNIS, 2
x 200 mL**



Rack d'échantillons pour ranger 2 bouteilles de 200 mL dans l'OMNIS IC Autosampler. La géométrie du rack correspond aux caractéristiques du flacon afin de garantir un positionnement précis et une manipulation stable pendant l'échantillonnage automatisé. Les racks peuvent être montés de manière parfaite sur l'AS/ASCOOL Tray.