



Rack d'échantillons OMNIS 24 x 10 mL

6.02041.500

Rack d'échantillons pour ranger 24 flacons de 10 mL dans l'OMNIS IC Autosampler. La géométrie du rack correspond aux caractéristiques du flacon afin de garantir un positionnement précis et une manipulation stable pendant l'échantillonnage automatisé. Les racks peuvent être montés de manière parfaite sur l'AS/ASCOOL Tray.

Accessoires optionnels

6.02743.010

Flacon PS, 10 mL, 2 000 unités



Flacons d'échantillon à usage unique avec indication de volume, fabriqués en polystyrène (PS) de haute qualité et spécialement conçus pour une mise en œuvre avec un OMNIS IC Autosampler. Ces flacons d'un volume de 10 mL à la géométrie optimisée (à fond plat) garantissent une intégration parfaite, une manipulation sécurisée et une automatisation fiable.

Les flacons d'échantillon de Metrohm dont la production et l'emballage s'effectuent dans des conditions de salle blanche (classe de salle blanche 7, selon DIN ISO 14644) sont conçus pour les applications nécessitant un haut degré de pureté. Ils sont validés pour des niveaux de contamination minimaux, ce qui les rend parfaits pour les analyse de traces en chromatographie ionique, où même les plus petites impuretés peuvent fausser les résultats.

Quantité : 2 000 unités

6.02743.017

Flacon PS, 10 mL, 200 unités



Flacons d'échantillon à usage unique avec indication de volume, fabriqués en polystyrène (PS) de haute qualité et spécialement conçus pour une mise en œuvre avec un OMNIS IC Autosampler. Ces flacons d'un volume de 10 mL à la géométrie optimisée (à fond plat) garantissent une intégration parfaite, une manipulation sécurisée et une automatisation fiable.

Les flacons d'échantillon de Metrohm dont la production et l'emballage s'effectuent dans des conditions de salle blanche (classe de salle blanche 7, selon DIN ISO 14644) sont conçus pour les applications nécessitant un haut degré de pureté. Ils sont validés pour des niveaux de contamination minimaux, ce qui les rend parfaits pour les analyse de traces en chromatographie ionique, où même les plus petites impuretés peuvent fausser les résultats.

Quantité : 200 unités

6.02743.070

**Bouchon de fermeture PP, dia.
ext. 16,6 mm, 2 000 unités**



Bouchon de fermeture en polypropylène pour flacon d'échantillon en polystyrène de 10 mL. Les bouchons de fermeture dont la production et l'emballage s'effectuent dans des conditions de salle blanche (classe de salle blanche 7, selon DIN ISO 14644) conviennent aux applications CI nécessitant un haut degré de pureté.

Quantité : 2 000 unités

6.02743.077

**Bouchon de fermeture PP, dia.
ext. 16,6 mm, 200 unités**



Bouchon de fermeture en polypropylène pour flacon d'échantillon en polystyrène de 10 mL. Les bouchons de fermeture dont la production et l'emballage s'effectuent dans des conditions de salle blanche (classe de salle blanche 7, selon DIN ISO 14644) sont conçus pour les applications CI nécessitant un haut degré de pureté.

Quantité : 200 unités