



Rack d'échantillons OMNIS 48 x 11 mm

6.02041.520

Rack d'échantillons pour ranger 48 flacons de dia. ext. de 11 mm dans l'OMNIS IC Autosampler. La géométrie du rack correspond aux caractéristiques du flacon afin de garantir un positionnement précis et une manipulation stable pendant l'échantillonnage automatisé. Les racks peuvent être montés de manière parfaite sur l'AS /ASCOOL Tray.

Accessoires optionnels

6.2743.100

**Flacons PP, 0,7 ml, en U,
1 000 unités**



Ce flacon de 0,7 mL spécialement conçu pour les applications analytiques à faible volume optimise la récupération d'échantillon. Le flacon est muni d'un insert à faible volume mort, conçu pour une extraction efficace de l'échantillon tout en réduisant les déchets à un minimum.

Quantité : 1 000 unités

6.2743.107

**Flacons PP, 0,7 ml, en U,
100 unités**



Ce flacon de 0,7 mL spécialement conçu pour les applications analytiques à faible volume optimise la récupération d'échantillon. Le flacon est muni d'un insert à faible volume mort, conçu pour une extraction efficace de l'échantillon tout en réduisant les déchets à un minimum.

Quantité : 100 unités

6.2743.110

**Flacons PP, 0,3 ml, en V,
1 000 unités**



Ce flacon de 0,3 mL spécialement conçu pour les applications analytiques à faible volume optimise la récupération d'échantillon. Le flacon est muni d'un insert à faible volume mort, conçu pour une extraction efficace de l'échantillon tout en réduisant les déchets à un minimum.

Quantité : 1 000 unités

6.2743.117

**Flacons PP, 0,3 ml, en V,
100 unités**




Ce flacon de 0,3 mL spécialement conçu pour les applications analytiques à faible volume optimise la récupération d'échantillon. Le flacon est muni d'un insert à faible volume mort, conçu pour une extraction efficace de l'échantillon tout en réduisant les déchets à un minimum.

Quantité : 100 unités

6.2743.120

**Capuchon à clipser avec
septum rouge/blanc,
1 000 unités**



Capuchon à clipser avec septum pour flacons de 11 mm. Il assure une étanchéité fiable et une large compatibilité chimique pour les analyses de routine en laboratoire

Quantité : 1 000 unités

6.2743.127

**Capuchon à clipser avec
septum bleu, 100 unités**



Capuchon à clipser avec septum pour flacons de 11 mm. Il assure une étanchéité fiable et une large compatibilité chimique pour les analyses de routine en laboratoire

Quantité : 100 unités

6.7303.100

**Flacons en verre, 1,8 ml, en U,
100 unités**




Ce flacon universel de 1,8 mL avec anneau à clipser, conçu pour les applications analytiques à faible volume optimise la récupération d'échantillon.

Quantité : 100 unités

6.7303.110

**Capuchon à clipser avec
septum rouge, 100 unités**



Capuchon à clipser avec septum pour flacons de 11 mm. Il assure une étanchéité fiable et une large compatibilité chimique pour les analyses de routine en laboratoire.

Quantité : 100 unités