



Fermeture vissée avec septum, 12 unités

6.02743.097

Fermeture vissée avec septum intégré, conçue pour un stockage et une manipulation en toute sécurité des échantillons, standards et réactifs. Le septum permet un accès automatisé à l'échantillon tout en réduisant au minimum la contamination et l'évaporation, ce qui le rend idéal pour les opérations de laboratoire courantes. Sa conception robuste garantit un scellement fiable et des performances sûres lors de la préparation des échantillons et de leur analyse.

Quantité : 12 unités

Accessoires optionnels

6.02743.030

Flacon PP, 50 mL, 12 pièces



Les flacons de 50 mL sont fabriqués en plastique polypropylène (PP) et peuvent être utilisés pour les échantillons, les standards, les solutions standard de contrôle et les solutions de rinçage. La production et l'emballage s'effectuent dans des conditions stériles et de salle blanche. Cela garantit des niveaux de contamination minimaux. Les récipients d'échantillon sont contrôlés aléatoirement pour les anions et les cations lixiviables.

6.02743.040

Bouteille PP, 200 mL



Flacon d'échantillon en polystyrène (PS) de haute qualité, conçu pour une parfaite mise en œuvre avec l'OMNIS IC Autosampler et permettre une manipulation et une analyse en toute sécurité des échantillons, réactifs et standards. Le flacon dont la fabrication et l'emballage s'effectuent dans des conditions de salle blanche contrôlées (classe de salle blanche 7, selon DIN ISO 14644-1) garantit de faibles niveaux de contamination et des performances sûres lors des opérations de laboratoire courantes.

Quantité : 1 unité
