



Unité de cylindre OMNIS 50 mL

6.03001.250

Unité de cylindre intelligente 50 mL pour un OMNIS Titrator, Titration Module ou Dosing Module. Tuyaux de dosage et pointe anti-diffusion compris.

Contenu de la livraison 6.03001.250

Order Number	Description	Quantité
6.01503.250	Unité de cylindre OMNIS 50 mL sans accessoires Unité de cylindre intelligente OMNIS 50 mL, avec quatre ports M6 pour OMNIS Titrator, Titration Module, Dosing Module et OMNIS Dosing Drive Unit.	1 PCS
6.1446.030	Bouchon à bille / B-14/(15) Pour le support mobile de pointes de burette dans la tête de titrage	1 PCS
6.1446.040	Bouchon fileté / M6 	2 PCS

6.1543.200


Pointe de titrage, filetage M6

1 PCS

Pointe de titrage avec vanne anti-diffusion.

6.1805.100


Tuyau en FEP / M6 / 40 cm

2 PCS

Avec protection contre la lumière et le flambage

6.2008.030


Carquois pour pointes de burette pour 807 Dosing Unit

1 PCS

Forme, en combinaison avec le support de carquois 6.2008.050, un support pour la pointe de burette sur la 807 Dosing Unit.

6.2709.070


Douille de guidage

1 PCS

Pour la fixation de pointes de burette et de distribution dans les têtes de titrage et les supports d'électrodes.

6.2739.000

Clé

1 PCS

Pour serrer les raccords à vis



Accessoires optionnels

6.05700.140

Kit de consommables unité de cylindre OMNIS



Connexions tubulaires FEP M6 (40 cm) et pointe anti-diffusion pour les unités de cylindre OMNIS 6.03001.xxx et 6.03004.xxx.

6.05700.441

Kit de consommables unité de cylindre OMNIS 50 mL



Unité de cylindre OMNIS 50 mL complète avec cylindre, piston, base de cylindre, disque de robinet et tube de centrage et boîtier de cylindre, y compris puce électronique de données programmée.