



Kit d'accessoires : OMNIS IC AS COOL

6.05000.060

Jeu d'accessoires pour compléter l'installation de l'OMNIS IC Autosampler COOL.

Contenu de la livraison 6.05000.060

Order Number	Description	Quantité
6.01816.010	Tuyau silicone, 8/12 mm, 2 m Tuyau d'écoulement	2 PCS
		
6.02041.510	Rack d'échantillons OMNIS 40 x 5 mL Rack d'échantillons pour ranger 40 flacons de 5 mL dans l'OMNIS IC Autosampler. La géométrie du rack correspond aux caractéristiques du flacon afin de garantir un positionnement précis et une manipulation stable pendant l'échantillonnage automatisé. Les racks peuvent être montés de manière parfaite sur l'AS/ASCOOL Tray.	2 PCS
		
6.02061.120	Récupérateur de gouttes, Extension Récupérateur de gouttes intelligent pour Extension.	1 PCS
		

6.02743.027

Flacon PS, 5 mL, 200 unités

1 PCS



Flacons d'échantillon à usage unique avec indication de volume, fabriqués en polystyrène (PS) de haute qualité et spécialement conçus pour une mise en œuvre avec un OMNIS IC Autosampler. Ces flacons d'un volume de 5 mL à la géométrie optimisée (à fond plat) garantissent une intégration parfaite, une manipulation sécurisée et une automatisation fiable.

Les flacons d'échantillon de Metrohm dont la production et l'emballage s'effectuent dans des conditions de salle blanche (classe de salle blanche 7, selon DIN ISO 14644) sont conçus pour les applications nécessitant un haut degré de pureté. Ils sont validés pour des niveaux de contamination minimaux, ce qui les rend parfaits pour les analyse de traces en chromatographie ionique, où même les plus petites impuretés peuvent fausser les résultats.

Quantité : 200 unités

6.02743.030

Flacon PP, 50 mL, 12 pièces

1 PCS



Les flacons de 50 mL sont fabriqués en plastique polypropylène (PP) et peuvent être utilisés pour les échantillons, les standards, les solutions standard de contrôle et les solutions de rinçage. La production et l'emballage s'effectuent dans des conditions stériles et de salle blanche. Cela garantit des niveaux de contamination minimaux. Les récipients d'échantillon sont contrôlés aléatoirement pour les anions et les cations lixiviables.

6.02743.087

Bouchon de fermeture PP, dia. ext. 11,5 mm, 200 unités


1 PCS



Bouchon de fermeture en polypropylène pour flacon d'échantillon en polystyrène de 5 mL. Les bouchons de fermeture dont la production et l'emballage s'effectuent dans des conditions de salle blanche (classe de salle blanche 7, selon DIN ISO 14644) sont conçus pour les applications CI nécessitant un haut degré de pureté.

Quantité : 200 unités

6.02040.010

**OMNIS IC AS COOL Tray**

1 PCS

Portoir réfrigéré pour recevoir les racks d'échantillons dans l'OMNIS IC Autosampler. Le portoir maintient les échantillons à une température basse et contrôlée, ceci permettant d'analyser des composés sensibles à la température. Le positionnement et la manipulation du rack correspond au portoir AS standard afin de garantir un fonctionnement précis et fiable pendant l'échantillonnage automatisé. Le portoir s'intègre parfaitement dans le système d'autosampler et se retire facilement afin de permettre un chargement et une préparation des racks d'échantillons directement sur la paillasse du laboratoire avant de les placer dans l'autosampler.

6.02743.097

**Fermeture vissée avec septum, 12 unités**

1 PCS

Fermeture vissée avec septum intégré, conçue pour un stockage et une manipulation en toute sécurité des échantillons, standards et réactifs. Le septum permet un accès automatisé à l'échantillon tout en réduisant au minimum la contamination et l'évaporation, ce qui le rend idéal pour les opérations de laboratoire courantes. Sa conception robuste garantit un scellement fiable et des performances sûres lors de la préparation des échantillons et de leur analyse.

Quantité : 12 unités