



Accessoires KFT pour IONIC Titrator

6.05609.020

Jeu d'accessoires complet pour le titrage volumétrique Karl Fischer avec l'IONIC Titrator

Contenu de la livraison 6.05609.020

Order Number	Description	Quantité
6.1903.020	Barreau d'agitation / 16 mm Barreau d'agitation à noyau magnétique, enrobé de PTFE, longueur 16 mm	1 PCS
		
6.1903.030	Barreau d'agitation / 25 mm Barreau d'agitation à noyau magnétique, enrobé de PTFE, longueur 25 mm.	1 PCS
		
6.00346.100	Double électrode annulaire Pt pour la volumétrie Électrode indicatrice utilisée pour le titrage Karl Fischer, laquelle est plus robuste et plus facile à nettoyer que l'électrode à tige classique en platine (6.0338.100) grâce à ses deux anneaux en platine scellés.	1 PCS
		

6.01405.010

Couvercle de récipient de titrage OMNIS destiné au titrage volumétrique Karl Fischer 1 PCS


Couvercle de récipient de titrage destiné au titrage volumétrique Karl Fischer avec un OMNIS Titrator.



6.01406.010

Tube d'adsorption avec couvercle 1 PCS

Tube d'adsorption avec couvercle pour titreur Karl Fischer OMNIS volumétrique



6.01406.220

Récipient de titrage 20 – 90 mL 1 PCS

Récipient de titrage 20 – 90 mL avec fermeture à vis pour une utilisation avec couvercle de récipient de titrage 6014050X0.



6.01408.010

Jeu de joints d'étanchéité pour la cellule de titrage Karl Fischer 1 PCS


Jeu de joints d'étanchéité complet, pour 6.05609.000 et 6.05609.010.

6.01543.120

Seringue anti-diffusion 1 PCS


Pointe de burette avec vanne anti-diffusion, adaptée au titreur OMNIS Karl Fischer.

6.02709.010

Bouchon 3 PCS


Bouchon en plastique, pour le titreur OMNIS Karl Fischer 2.1001.4220.

6.02709.020

Bouchon à septum 1 PCS


Bouchon à septum en plastique pour les couvercles de récipient de titrage 6014050X0.

6.02709.030

Embout fileté

2 PCS

Embout fileté en plastique pour les couvercles de récipient de titrage 6014050X0.



6.02801.000

Ouate pour le tube d'adsorption

1 PCS

Tampon d'ouate en coton (4 unités), pour le tube d'adsorption OMNIS 601406010.



6.1448.010

Septum 12 mm, 5 pièces

1 PCS

Lot de 5 pièces.



6.2816.020

Seringue 10 mL avec raccord Luer

2 PCS

Pour différentes applications de CI et VA.



6.2816.030

**Aiguille avec connecteur Luer**

2 PCS

Aiguille permettant le remplissage du mercure dans l'électrode Multi-Mode et pour l'ajout d'échantillon lors du titrage Karl Fischer.

6.02104.060

**Câble d'électrode (pôle), fiche P, 0,75 m**

1 PCS

Câble pour le raccordement d'une électrode analogique polarisable (tête enfichable G) sur un module de mesure analogique ou une interface de mesure.