



Électrode de référence Ag/AgCl

6.0733.100

Électrode de référence argent/chlorure d'argent avec $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ comme électrolyte de référence.

Cette électrode de référence est idéale pour les applications en milieu aqueux et le rodage normalisé 14/15 facilite le montage.

Contenu de la livraison 6.0733.100

Qt.	Order no.	Description
1 Stk	6.2008.040	Récipient de conservation

Forme, en combinaison avec le support 6.2008.050, un support pour l'électrode sur les 807 Dosing Units.



Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.2308.020	Électrolyte 3 mol/L KCl (250 mL) Solution électrolyte $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$ (pour systèmes de référence Ag /AgCl)	
6.2106.020	Câble à torons 1 m, 2 x B Câble d'électrode avec 2 x prise B (4 mm) pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable B	
6.2106.060	Câble à torons 2 m, 2 x B Câble d'électrode avec 2 x prise B (4 mm) pour la connexion d'électrodes avec tête enfichable B	