



Cellule de mesure de conductivité $c = 0,5 \text{ cm}^{-1}$ avec Pt1000 (câble fixe)

6.0917.080

Cellule de mesure de conductivité à 4 pôles avec constante de cellule $c = 0,5 \text{ cm}^{-1}$ (valeur guide) avec capteur de température intégré Pt1000 et câble fixe pour connexion aux appareils de mesure 912/914 pH/Conductometer.

Grâce à la tige en PEEK robuste/incassable, ce capteur présente une très grande résistance mécanique et est adapté aux mesures de moyenne conductivité comme dans :

- l'eau potable
- l'eau de surface
- les eaux usées

Contenu de la livraison 6.0917.080

Order Number	Description	Quantité
6.1236.050	Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm	1 Stk



Douille rodée avec rodage normalisé RN 14/12 mm en polyéthylène.

Accessoires optionnels

6.2324.110

**Solution standard de
conductivité 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$ 5x30
mL**



Solution standard de conductivité pour le calibrage des cellules de mesure conductimétriques avec constante de cellule $c = 0,1$ /cm.

6.2324.010

**Conductivity standard 100 μS
/cm 250 mL**



Solution standard de conductivité pour le calibrage de cellules de mesure de conductivité avec une constante de cellule de 0.1/cm.

6.2301.060

Étalon ionique KCl 250 mL



Standard ionique KCl ($c(\text{Ion}) = 0.1000 \pm 0.0005$ mol/L), également utilisable en tant que solution standard pour la conductimétrie 12.88 mS/cm (25 °C).