



Metrosep A Supp 16 - 100/4,0

6.1031.410

La colonne de séparation Metrosep A Supp 16 haute capacité est basée sur un copolymère de polystyrène /divinylbenzène à surface fonctionnalisée. Les groupes fonctionnels sont liés par covalence. Une sélectivité hors pair est obtenue grâce à la morphologie de l'échangeur d'anions. Par ailleurs, ce type de colonne se caractérise par une capacité de charge mécanique et chimique élevée.

La colonne est particulièrement adaptée pour les applications impliquant une forte charge ionique n'exigeant qu'une résolution relativement faible. Son utilisation pour la détermination du bromate dans les eaux par la méthode triiodure (EPA 326, DIN EN ISO 11206) est une autre application parmi les nombreuses qu'offre cette Metrosep A Supp 16 - 100/4,0.

Contenu de la livraison 6.1031.410

Order Number	Description	Quantité
6.2744.060	Bouchon fileté	2 PCS



Pour UNF 10/32. Bouchon pour CI, par ex. pour l'obturation de colonnes.

Accessoires optionnels

6.1031.500

Metrosep A Supp 16 Guard/4,0



La Metrosep A Supp 16 Guard/4,0 protège efficacement les colonnes de séparation analytiques Metrosep A Supp 16 contre les contaminations. La manipulation de la colonne Guard est fort simple grâce au système « On Column Guard ». La colonne Guard est simplement vissée sur la colonne analytique. Aucun outil n'est requis pour ce faire.

6.1031.510

Metrosep A Supp 16 S-Guard/4,0



La Metrosep A Supp 16 S-Guard/4,0 protège efficacement les colonnes de séparation analytiques Metrosep A Supp 16 contre les contaminations. La colonne Guard est simplement reliée par connexion capillaire à la colonne de séparation. Aucun outil n'est requis pour ce faire.