



Metrosep A Supp 16 - 150/4,0

6.1031.420

La Metrosep A Supp 16 est idéale pour les problèmes de séparation à haute capacité et se caractérise par une excellente résolution. La Metrosep A Supp 16 - 150/4,0 est basée sur un copolymère de polystyrène-divinylbenzène à surface fonctionnalisée. Les groupes fonctionnels sont liés par covalence.

La Metrosep A Supp 16 - 150/4,0 possède une excellente résolution et résout les problèmes de séparation les plus complexes. La colonne est particulièrement adaptée pour les applications impliquant une forte charge ionique, sans exiger une résolution des plus élevées. Elle est l'une des colonnes standard en chromatographie anionique.

Contenu de la livraison 6.1031.420

Order Number	Description	Quantité
6.2744.060	Bouchon fileté	2 PCS



Pour UNF 10/32. Bouchon pour CI, par ex. pour l'obturation de colonnes.

Accessoires optionnels

6.1031.500

Metrosep A Supp 16 Guard/4,0



La Metrosep A Supp 16 Guard/4,0 protège efficacement les colonnes de séparation analytiques Metrosep A Supp 16 contre les contaminations. La manipulation de la colonne Guard est fort simple grâce au système « On Column Guard ». La colonne Guard est simplement vissée sur la colonne analytique. Aucun outil n'est requis pour ce faire.

6.1031.510

Metrosep A Supp 16 S-Guard/4,0



La Metrosep A Supp 16 S-Guard/4,0 protège efficacement les colonnes de séparation analytiques Metrosep A Supp 16 contre les contaminations. La colonne Guard est simplement reliée par connexion capillaire à la colonne de séparation. Aucun outil n'est requis pour ce faire.