



Vase de titrage KF avec rodage latéral / 50-90 mL

6.1421.250

Pour titrage Karl Fischer (détermination de l'eau) Utilisation en combinaison avec cuillère et substances solides 6.2702.000.

Contenu de la livraison 6.1421.250

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.2036.000	Bague de montage récipients de titrage



Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.2702.000	Cuillère à pesée avec tube protecteur Pour vase de titrage 6.1421.250. Pour détermination de l'eau par la méthode de KF. 
