



Rack d'échantillons, 24 x 120 mL, (PVC)

6.2068.020

Rack d'échantillons pour 815 Robotic Soliprep pour 24 béchers d'échantillon. Vous pouvez utiliser les béchers d'échantillon suivants : 6.1459.300, 6.1459.307.

Plastique : polychlorure de vinyle (PVC)

Accessoires optionnels

6.1459.300

**Bécher d'échantillon en
plastique (PP) 120 mL, 250 pc**



Bécher d'échantillon en plastique (polypropylène, PP) 120 mL, adapté aux racks d'échantillons 6.2041.470, 6.2041.840, 6.2041.850, 6.2068.010, 6.2068.020, 6.2068.030 et 6.9920.141, 250 pc

6.2067.000


**Pièce pour rack d'échantillons
30 x 11 mL pour Soliprep**



Pièce pour rack d'échantillons 30 x 11 mL (6.2743.050)

6.2067.010

**Pièce pour 24 aiguilles
d'injection pour rack
d'échantillons du Soliprep**



Pièce pour rack d'échantillons pour 24 aiguilles d'injection (connecteur Luer)

6.2067.020

**Insert for 12x30 mm syringe
filters for Soliprep Sample
rack**



Support pour 12 filtres jetables 30 mm pour portoir d'échantillons
(raccord Luer)

6.1459.307

**Bécher d'échantillon en
plastique (PP) 120 mL, 1 pc**



Bécher d'échantillon en plastique (polypropylène, PP) 120 mL,
adapté aux racks d'échantillons 6.2041.470, 6.2041.840,
6.2041.850, 6.2068.010, 6.2068.020, 6.2068.030 et 6.9920.141,
1 pc