



Pince coupante pour capillaires

6.2621.080

Outil de coupe pour découper facilement des capillaires en plastique de 1/16" et 1/8", y compris 5 lames de rechange.

Accessoires optionnels

Order no.	Description	
6.1803.040	Capillaire PTFE 0.5 mm d.i. / 1 m Capillaire pour le traitement des échantillons en chromatographie ionique.	

6.1803.080

Capillaire PTFE 0.97 mm d.i. / 1 m

Capillaire pour filtration pour IC Filtration Sample Processor, IC Liquid Handling Filtration Unit



6.1831.010

Capillaire en PEEK 0.25 mm d.i. / 3 m

Pour tous les composants CI.



6.1831.030

Capillaire en PEEK 0.75 mm d.i. / 3 m

Pour tous les composants CI.



6.1831.060

Capillaire en PEEK 0.5 mm d.i. / 1 m

Pour dialyse inline et passeurs d'échantillons. Pour IC Dialysis Unit, Processeur d'échantillons CI, Compact IC Autosampler, IC Filtration Sample Processor, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit

