



# Crépine d'aspiration

6.2821.090

Dimensions des pores 27  $\mu\text{m}$ . Jeu de 5 pièces. Pour tuyau d'aspiration (6.1834.000) et tubes de filtration (6.1821.040) et (6.1821.050).

## Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.02744.050	Adaptateur Luer intérieur/M6 extérieur  Adaptateur pour seringue de prérinçage de la crépine d'aspiration (6.2821.090). L'adaptateur peut être vissé sur la crépine d'aspiration. Une seringue permet de rincer la crépine d'aspiration avec de l'eau ultrapure ou de l'éluant.



6.2816.020

Seringue 10 mL avec raccord Luer

Pour différentes applications de CI et VA.

