




Équipement pour l'ajustage de l'Eluent Synthesizer 845

6.5329.000

Ajustement du pH Eluent Synthesizer. Comporte électrode pH et autres accessoires supplémentaires.

Contenu de la livraison 6.5329.000

Order Number	Description	Quantité
6.1446.000	Bouchon à RN / B-14/(15)	1 PCS



6.1446.040	Bouchon fileté / M6	2 PCS
------------	---------------------	-------



6.1602.190	Garniture pour bouteille éluant, 1 x RN 14, 4 x M6	1 PCS
------------	--	-------




Couvercle pour connecter jusqu'à 4 tuyaux avec raccords M6. Pour la bouteille d'éluant de l'Eluent synthesizer.

6.1838.010

Tuyau de connexion 845, 85 cm

1 PCS

Connexion de la bouteille d'éluant de l'Eluent Synthesizer - Titrino



6.2148.010

Remote Box MSB

1 PCS

Interface Remote supplémentaire pour la connexion d'appareils pouvant être commandés via lignes Remote. Avec câble fixe.



6.2726.090

Vanne anti-diffusion

1 PCS

Pour les pointes de burette réduisant la diffusion 6.1541.XXX, 6.1543.130, 6.1543.140, 6.1543.150, 6.1543.160, 6.1543.200



6.3026.210

Unité interchangeable 10 mL

1 PCS

Unité interchangeable avec puce de données intégrée avec cylindre en verre de 10 mL et protection lumière. Robinet plat en PCTFE/PTFE, connexion tubulaire en FEP, pointe de burette anti-diffusion et flacon à réactif standard en verre brun.

