



Équipement : 807 Dosing Units pour système de pipetage pour appareils VA/CSV professionnels

6.5339.620

Jeu d'accessoires pour système de pipetage CVS entièrement automatisé en liaison avec le 858 Professional Sample Processor. Contient respectivement une 807 Dosing Unit de 5 mL et 50 mL, des bouteilles à verre clair de 2 L, un tuyau de pipetage, une station de rinçage, une protection de sécurité et d'autres accessoires. Sans Dosinos.

Contenu de la livraison 6.5339.620

Order Number	Description	Quantité
6.1808.050	Raccord olive / M8 1 filetage extérieur M8 et 1 olive pour tuyaux, p.ex. pour manteau thermostatique des unités interchangeables et appareils de mesure de stabilité.	1 PCS
		
6.1805.120	Tuyau en FEP / M6 / 100 cm Avec protection contre la lumière et le flambage	1 PCS
		
6.1823.010	Tige de guidage vers le tuyau de pipettage À monter sur le bras pivotant de transfert au Robotic Sample Processor	1 PCS
		

6.1456.210

Vase de mesure 10-90 mL

1 PCS

Récipient de mesure pour systèmes VA automatisés.



6.1608.070

Flacon pour éluants / 2 L / GL 45

2 PCS



6.1805.530

Tuyau en FEP / M6 / 2 m

3 PCS

Avec protection contre la lumière et le flambage



6.1602.115

Adaptateur de siphon pour bouteille / S 40 / vert

1 PCS

Pour doser directement à partir de bouteilles à réactifs avec filetage S 40 (Merck...).



6.2008.050


Support de carquois pour 807 Dosing Unit

2 PCS

Forme, en combinaison avec le carquois pour pointes de burette 6.2008.030, un support pour la pointe de burette sur la 807 Dosing Unit.

6.2244.020


Plaquettes d'inscription pour Unités interchangeables intelligentes

1 PCS

Jeu de 10 pièces, couleurs assorties.

6.1805.080


Tuyau en FEP / M6 / 25 cm

1 PCS

Avec protection contre la lumière et le flambage.

6.1808.010


Pièce de couplage 2xM6

1 PCS

2 filetages extérieurs M6. Partie des connexions à vis pour les Unités interchangeables et pour 676 Sample Changer

6.1808.060

Connecteur T / M6 intérieur

1 PCS

3 fois filetage M6 intérieur.



6.1819.080

Tuyau d'adduction de gaz

1 PCS

Pour appareils de mesure de stabilité.



6.1829.080

Tuyau d'aspiration / M6 / 0,3 m

2 PCS



6.2841.110

Station de rinçage pour équipement de pipetage

1 PCS

Station de rinçage pour équipement de pipetage



6.2744.200

**Adaptateur UNF 10/32 externe / M6 interne**

2 PCS

Pour la connexion de capillaires en PEEK 1/16 in. PEEK et tuyau de transfert (M6)

6.1462.270

**Bras pivotant avec tête de transfert pour 786 Swing Head, pivotant vers la droite**

1 PCS

Bras pivotant pour système de pipetage avec 858 Professional Sample Processor VA et CVS

6.1562.120

**Tuyau de pipetage / 10 mL avec support pour les Processeurs d'échantillons**

1 PCS

Tuyau de pipetage pour le transfert de solutions.

6.1580.150

807 Dosing Unit 5 mL sans accessoires

1 PCS



807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée avec cylindre en verre de 5 mL et protection contre la lumière, pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en verre ISO/DIN GL 45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.

6.1580.250

807 Dosing Unit 50 mL sans accessoires

1 PCS



807 Dosing Unit avec puce électronique de données intégrée avec cylindre en verre de 50 mL et protection contre la lumière, pouvant être installée sur une bouteille à réactifs avec filetage en verre ISO/DIN GL 45, connexion tubulaire FEP, pointe anti-diffusion.

6.1811.010

Adaptateur tuyau en PTFE / tubulure en verre

2 PCS




Pour tubulure en verre 7 mm. Comprenant un raccord union, un joint torique et un embout fileté M8.

6.2622.040

Plaque de positionnement

1 PCS



Plaque de positionnement pour système de pipetage avec 858 Professional Sample Processor VA et CVS

6.2622.030

Accessoires protection de sécurité

1 PCS



Accessoires pour système de pipetage avec 858 Professional Sample Processor VA et CVS. Contient une potence et du matériel de fixation pour la protection de sécurité 6.2751.200 et la plaque de positionnement 6.2622.020.

6.2751.200

Protection de sécurité

1 PCS



Protection de sécurité pour système de pipetage avec 858 Professional Sample Processor VA et CVS

Accessoires optionnels

2.800.0020

800 Dosino (câble : 0,65 m)

Entraînement par matériel d'écriture/de lecture pour les unités de dosage intelligentes. Avec câble intégré (longueur 0,65 m).

