




Equipement de rinçage/aspiration pour 869 Compact Sample Changer ou 862 Compact Titrosampler

6.5621.000

Pour usage avec 869 Compact Sample Changers ou 862 Compact Titrosamplers en combinaison avec une pompe de rinçage/aspiration.

Contenu de la livraison 6.5621.000

Qt.	Order no.	Description
1 STK	6.1543.120	Pointe d'aspiration, filetage M8
		Pointe d'aspiration, si le tuyau de siphonage 6.1805.200 est utilisé



3 STK 6.1805.020 Tuyau en FEP / M6 / 52 cm
Avec protection contre la lumière et le flambage



1 STK 6.1805.200 Tuyau PTFE / M8 / 0.5 m



1 STK 6.1808.240 Pièce de distribution rinçage/siphonnage pour 869
Compact Sample Changer

Pièce de distribution pour 3 x M6, 1 x M8 et 2 x connexion 1/8 pour
l'utilisation d'équipement de siphonnage/rinçage sur le 869 Compact
Sample Changer.



3 STK 6.2740.020 Gicleur de pulvérisation

Pour atomisation fine de la solution de rinçage.

