



Flacons en verre, 1,8 ml, en U, 100 unités

6.7303.100

Ce flacon universel de 1,8 mL avec anneau à clipser, conçu pour les applications analytiques à faible volume optimise la récupération d'échantillon.

Quantité : 100 unités

Accessoires optionnels

6.02041.520

Rack d'échantillons OMNIS 48 x 11 mm



Rack d'échantillons pour ranger 48 flacons de dia. ext. de 11 mm dans l'OMNIS IC Autosampler. La géométrie du rack correspond aux caractéristiques du flacon afin de garantir un positionnement précis et une manipulation stable pendant l'échantillonnage automatisé. Les racks peuvent être montés de manière parfaite sur l'AS/ASCOOL Tray.

6.2041.200

Rack d'échantillons, 48 x 11 mL, (Al)




Rack d'échantillons pour 889 IC Sample Center pour 48 récipients d'échantillons. Vous pouvez utiliser les récipients d'échantillons suivants : 6.2743.100, 6.2743.107, 6.2743.110, 6.2743.117.

Matériau : Aluminium (Al)

6.7303.110

Capuchon à clipser avec septum rouge, 100 unités




Capuchon à clipser avec septum pour flacons de 11 mm. Il assure une étanchéité fiable et une large compatibilité chimique pour les analyses de routine en laboratoire.

Quantité : 100 unités

6.7303.310

**Rack d'échantillons 112
positions pour échantillons
liquides**

Pour échantillons liquides.



6.7303.000

**Kit pour échantillons liquides
pour MMS 5000, 112
positions**

Kit pour échantillons liquides MMS 5000 avec rack de récipients d'échantillon, seringue de 100 μ L à aiguille interchangeable et 100 flacons à fermeture par encliquettement.

