



## OMNIS Titrator Base KFT

2.1001.6220

L'OMNIS Titrator Base KFT vi offre un pacchetto completo per la titolazione Karl Fischer volumetrica. Il pacchetto contiene l'OMNIS Titrator con agitatore magnetico per la titolazione Karl Fischer volumetrica, la Solvent Pump con sostituzione manuale del reagente, tutti gli accessori necessari per la titolazione Karl Fischer volumetrica e una licenza stand-alone dell'OMNIS Software. È possibile eseguire la titolazione solo con la buretta interna dell'OMNIS Titrator.

## Parti incluse 2.1001.6220

| Order Number | Descrizione                                                                                                                                                                                      | Quantità |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.1029.0010  | <b>Solvent Pump</b><br><br>La Solvent Pump viene utilizzata con un Eco KF Titrator per l'aggiunta sicura e l'aspirazione del contenuto della cella di titolazione senza contatto con i reagenti. | 1 PCS    |
| <hr/>        |                                                                                                                                                                                                  |          |
| 6.01600.010  | <b>OMNIS Liquid Adapter</b><br><br>Adattatore per il collegamento di bottiglie di reagente con tecnologia 3S a un titolatore, modulo di titolazione o Dosing Module OMNIS.                       | 1 PCS    |
| <hr/>        |                                                                                                                                                                                                  |          |
| 6.1546.030   | <b>Pinza per pistone</b><br><br>Per pistoni delle 807 Dosing Unit o unità cilindro OMNIS.                                                                                                        | 1 PCS    |
| <hr/>        |                                                                                                                                                                                                  |          |



6.01601.000

**Sifone per bottiglia multiuso**

1 PCS

Sifone per bottiglia riutilizzabile con tecnologia 3S per il collegamento di bottiglie di reagente a un titolatore, modulo di titolazione o Dosing Module OMNIS.



6.2016.050

**Asta di supporto / 300 mm**

1 PCS



6.2013.010

**Anello a morsa**

1 PCS

Per aste di supporto da 10 mm di diametro.



6.06000.000

**OMNIS Software supporto dati**

1 PCS

**OMNIS**  
A WHOLE NEW LEVEL OF PERFORMANCE

Programma PC basato su licenza per il controllo di sistemi di analisi complessi OMNIS.

- Protocolli orientati ai campioni con numerosi modelli
- Editor grafico dei metodi con numerose soluzioni campione
- Elenco di campioni chiaro e professionale
- Gestione di dispositivi, sistemi di lavoro, sensori, soluzioni
- Lingue di dialogo: tedesco, inglese, cinese

6.03004.210

**Unità cilindro OMNIS da 10 mL speciale**

1 PCS



Unità cilindro intelligente da 10 mL per OMNIS Titrator, Titration Module o Dosing Module. Quest'unità cilindro è raccomandata in particolare per le seguenti soluzioni:

- Soluzioni alcaline acquose
- Titolante Titrant 5
- Soluzioni di nitrato d'argento
- Soluzioni alcaline non acquose
- Soluzioni di permanganato
- Soluzioni EDTA

Include tubi dosatori e punta di buretta antidiffusione.

6.02101.011

**Modulo di misurazione analogico**

1 PCS



Canale di misurazione analogico per un OMNIS Titrator o Titration Module per il collegamento di elettrodi analogici. Compatibile con OMNIS Software versione 2.18 o successiva.

6.06003.010

### Licenza OMNIS Stand-Alone

1 PCS

Consente l'utilizzo stand-alone del software OMNIS su un computer Windows™.

OMNIS  
A WHOLE NEW LEVEL OF PERFORMANCE

Caratteristiche:

- la licenza contiene già una licenza per strumenti OMNIS.
- Deve essere attivata tramite il portale licenze Metrohm.

6.2164.010

### Alimentatore di rete da tavolo 100 - 240 V/24 V DC

1 PCS

Alimentatore di rete da tavolo per 915 KF Ti-Touch, 916 Ti-Touch, 917 Coulometer e tutti gli Eco Titrator/Eco Dosimat.



6.05609.020

### Accessori KFT per IONIC Titrator

1 PCS

Set di accessori completo per la titolazione Karl Fischer volumetrica con IONIC Titrator



## Accessori opzionali

1.1042.0010

**Dosino Module (cavo da 0,75 m)**



Il Dosino Module è un azionamento ad alta precisione che consente di ampliare, con il minimo ingombro, un sistema di titolazione OMNIS con una buretta intelligente supplementare per titolazioni, dosaggi e ulteriori compiti di liquid handling. Con cavo fisso (lunghezza 0,75 m).

---

1.1042.0020

**Dosino Module (cavo da 2 m)**



Il Dosino Module è un azionamento ad alta precisione che consente di ampliare, con il minimo ingombro, un sistema di titolazione OMNIS con una buretta intelligente supplementare per titolazioni, dosaggi e ulteriori compiti di liquid handling. Con cavo fisso (lunghezza 2 m).